



MADE IN ITALY

DESIGN AND MANUFACTURING OF DENTAL ARTICLES

GRUPPO NOSTRUM

DMDENTAL MARKET

PLUSS 



VERSIONE 2019

L'azienda, in ragione dei continui studi che effettua al fine di migliorare l'efficacia dei prodotti offerti, si riserva il diritto di modificare in qualunque momento e senza obbligo di preavviso i dati ed i dettagli tecnici relativi ai propri articoli



INDICE Linee

	Pag.
ARTICOLI MONOUSO	13 - 39
ACCESSORI	41 - 75
PORTE IMPRONTA	77 - 89
STRUMENTI MANICO LISCIO	91 - 103
STRUMENTI MANICO ANATOMICO	105 - 121
STRUMENTI MANICO VUOTO	123 - 136
STRUMENTI MANICO COLORATO AUTOCLAVABILE	139 - 151
STRUMENTARIO CHIRURGICO	153 - 172
FRESE DIAMANTATE	175 - 198

Categories INDEX

	Pag.
DISPOSABLE ARTICLES	13 - 39
ACCESSORIES	41 - 75
IMPRESSION TRAYS	77 - 89
INSTRUMENTS WITH SMOOTH HANDLE	91 - 103
INSTRUMENTS WITH ANATOMIC HANDLE	105 - 121
INSTRUMENTS WITH EMPTY HANDLE	123 - 136
INSTRUMENTS WITH COLOURED HANDLE	139 - 151
SURGICAL INSTRUMENTS	153 - 172
DIAMOND BURS	175 - 198

A	
Articolatore	56
Asciugamano piegato	27
Aspirasaliva	14-17
Aspirasaliva estremità angolare	21
B	
Bacinella reniforme in acciaio	67
Bacinella reniforme monouso	26
Base per punte sindesmotomo	60
Barrier film universale	22
Bicchierini in carta	35
Bicchierini monouso	35
Bloccetti per impasto	34
Buste per sterilizzazione	33
C	
Cannule aspira saliva	14-17
Cannule Aspirasaliva estremità angolare	21
Cassette inox per sterilizzazione	67-69
Catenelle per salviette	20
Combinazione sonde/sonde millimetriche manico anatomico	111
Combinazione sonde/sonde millimetriche manico colorato	144
Combinazione sonde/sonde millimetriche manico liscio	96
Combinazione sonde/sonde millimetriche manico vuoto	129
Contenitori per endodonzia	50-56
Copririunite	31
Copriscarpe	36
Copritestiera	31-32
Cunei interdentali	28
Curettes manico anatomico	120
Curettes manico colorato	151
Cucchiai alveolari manico anatomico	121
D	
Dappen monouso	29
Distributori di asciugamani piegati	46
Distributori di bicchieri	43
Distributori di cannule aspirasaliva	48
Distributore di garze	44-45
Distributore di mantelline	46
Distributori di mascherine	45
Distributore di palline di cotone	44
Distributore di rulli	47
Distributore di salviette	45-46
Divaricatori	155
E	
EndoBox	50-56
Escavatori manico anatomico	119
Escavatori manico colorato	150
Escavatori manico liscio	133
Escavatori manico vuoto	136
F	
Forbici	158
Frese diamantate	176-198
G	
Ghiaccio istantaneo	33
Guanti monouso	36-39
I	
Inserti in plastica per cassette	69
Inserti per supporti	73
Interni porta frese	61
K	
Kit monouso per esaminazione	22
Kit chirurgico sterile	36
Kit per implantologia	74-75
L	
Leve per radici	162-165
M	
Manici per bisturi	157
Manici per specchietti	154
Mantelline monouso	21
Mascherine chirurgiche	23
Misuratori per strumenti canalari	57
Mortaio per amalgama	59
O	
Occhiali monouso a mascherina	30
Omnitray per disinfezione	48
OrthoBox	48-49
Otturatori manico anatomico	115-116
Otturatori manico colorato	147
Otturatori manico liscio	99-100
Otturatori manico vuoto	132-133
P	
Palline di cotone	32
Perni calcinabili	28
Piastrella millimetrata	97
Piastrelle porta frese	60
Pinze emostatiche	160
Pinze ossivore	161-162
Pinze per estrazione	167-171
Pinze per frammenti	166
Pinzette per medicazione	156
Pinzette porta lastrine	56
Porta aghi	159-160
Porta amalgama	59
Porta bicchieri	43
Porta bite	50
Porta cotone in alluminio	70
Porta frese	60-61
Porta lastrine	56
Porta matrici	172
Porta palline di cotone	44
Porta protesi	50
Porta rifiuti in alluminio	70
Porta rifiuti monouso	34
Porta vassoi	65-66
Porta strumenti canalari	60
Portaimpronte alluminio	84
Portaimpronte edentuli	86-87
Portaimpronte inox	78-83
Portaimpronte monouso	115
Portaimpronte policarbonato	88-89
Portaimpronte rylsan	85
Pozzetto monouso	87
Pulitori per strumenti canalari	58
Puntale monouso aria/acqua	22
R	
Rastrelliere porta strumenti in alluminio	65
Rastrelliere porta strumenti in acciaio	65
Rotoli per sterilizzazione	33
Rulli salivari	32
S	
Salviette monouso	18-19
Scatole porta protesi	50
Scatolina porta aghi usati	39
Scollaperiostio	156
Sekutip	22
Siringe per amalgama	59
Siringe per elastomeri	70
Sonde manico anatomico	106-107
Sonde manico colorato	140-141
Sonde manico liscio	92-93
Sonde manico vuoto	124-125
Sonde millimetriche manico anatomico	108-110
Sonde millimetriche manico colorato	142-143
Sonde millimetriche manico liscio	94-95
Sonde millimetriche manico vuoto	126-128
Sovrascarpe	36
Spatole flessibili	42-43
Spatole heidemann manico anatomico	113
Spatole heidemann manico colorato	146
Spatole heidemann manico liscio	98
Spatole heidemann manico vuoto	131
Spatole per cementi manico anatomico	114
Spatolina monouso per impasto	26
Spazzolini monouso	23
Specchietti per bocca	154
Spugnette per endodonzia	58
Sterile surgical kit	36
Strumenti per otturazioni plastiche manico anatomico	117-118
Strumenti per otturazioni plastiche manico colorato	148-149
Strumenti per otturazioni plastiche manico liscio	101-102
Strumenti per otturazioni plastiche manico vuoto	134-135
Strumenti per trattamenti canalari manico anatomico	112
Strumenti per trattamenti canalari manico colorato	145
Strumenti per trattamenti canalari manico liscio	97
Strumenti per trattamenti canalari manico vuoto	130
Supporto porta rifiuti	34
Supporto universale	71-72
T	
Tazze per alginato e gesso	42
Teli sterili monouso	35
Tray acciaio inox	64-67
Tray alluminio	62-64
Tray per endodonzia	56
Tray paper	31
V	
Vaschette inox	67
Vaschette monouso	25-26
Vassoi in acciaio inox	64-67
Vassoi in alluminio anodizzato	62-64
Vassoi monouso	24-26

A	
Aluminium tray	62-64
Alveolar spoon with anatomic handle	121
Amalgam gun	59
Amalgam mortar	59
Amalgam well	59
Aspirating tube 45°	21
Articulator	56
B	
Barrier Film, universal	22
Basin, disposable	25-26
Basin, stainless steel	67
Bibs, disposable	21
Bibs, dispenser	46
Bibs holders	20
Bio dappen	29
Bistouri handle	157
Bones forceps	161-162
Bowls, for plaster and alginates	42
Box for bite	50
Box for implantology	74-75
Box for mill holder	61
Box for prosthesis	50
Boxes for sterilization, stainless steel	67-69
Box used needles	39
Brushes, disposable	23
C	
Calcinable pins	28
Canal instrument holder	60
Chair cover	31
Clips for radiographs	56
Combination explorers probes with anatomic handle	111
Combination explorers probes with coloured handle	144
Combination explorers probes with empty handle	129
Combination explorers probes with smooth handle	96
Complete denture impression trays	86-87
Cotton dispenser, aluminium	70
Cotton gauze dispenser	44-45
Cotton pellet dispenser	44
Cotton pellets, disposable	32
Cotton rolls, disposable	32
Cotton rolls, dispenser	47
Cups, plastic	35
Cups, paper	35
Cups, dispenser	43
Curettes with anatomic handle	120
Curettes with coloured handle	151
D	
Dappen, disposable	29
Diamond burs	176-198
Disposable trays	24-26
Dispenser, bibs	46
Dispenser, cotton gauze	44-45
Dispenser, cotton pellet	47
Dispenser, cotton rolls	47
Dispenser, drinking cups	43
Dispenser, folded hand towels	46
Dispenser, saliva ejectors	48
Dispenser, surgical masks	45
Dispenser, towels	45-46
Dressing tweezers	156
E	
Elastomers syringes	70
Endodontic instruments cleaner	58
Endodontic instruments with anatomic handle	112
Endodontic instruments with empty handle	130
Endodontic instruments with coloured handle	145
Endodontic instruments with smooth handle	97
Endodontic Box	50-56
Endodontic tray	56
Endometer	57
Excavator with anatomic handle	119
Excavator with coloured handle	150
Excavator with empty handle	136
Excavator with smooth handle	103
Examination kit, disposable	22
Explorers with anatomic handle	106-107
Explorers with coloured handle	140-141
Explorers with empty handle	124-125
Explorers with smooth handle	92-93
F	
Filling instruments with anatomic handle	115-116
Filling instruments with coloured handle	147
Filling instruments with empty handle	132-133
Filling instruments with smooth handle	99-100
Flexible spatula	42-43
Folded hand towels	27
Folded hand towels dispenser	46
Forceps for extractions	167-171
Frame, aluminium	65
Frame, stainless steel	65
G	
Glasses, disposable	30
Gloves, disposable	36-39
H	
Haemostatic forceps	160
Handles for mirrors	154
Headrest covers	31-32
Heidemann separating spatula with anatomic handle	113
Heidemann separating spatula with coloured handle	146
Heidemann separating spatula with empty handle	131
Heidemann separating spatula with smooth handle	98
I	
Ice, disposable	33
Impression trays, aluminium	84
Impression trays, complete denture	86-87
Impression trays, disposable	87
Impression trays, polycarbonate	88-89
Impression trays, rylsan	84
Impression trays, stainless steel	78-83
Inserts for stainless steel Boxes	69
Inserts for universal supports	73
Inserts frames, aluminium	65
Inserts frames, stainless steel	65
Instantaneously ice	33
Interdental plastic wedges	28
K	
Kidney trays, disposable	26
Kidney trays, stainless steel	67
Kit for implantology	74-75
L	
Low mill holder	60
M	
Matrix retainers	172
Measuring plate	97
Mill holder	60-61
Mixing bowls for plaster and alginates	42
Mixing pad	34
Mirrors for mouth	154
Mixing pallet, disposable	26
N	
Napkins, disposable	18-19
Needle holders	159-160
O	
Omnitray for disinfection	48
OrthoBox	48-49
P	
Paper disposable cups	35
Periodontal pocket probes with anatomic handle	108-110
Periodontal pocket probes with coloured handle	142-143
Periodontal pocket probes with empty handle	126-128
Periodontal pocket probes with smooth handle	94-95
Periosteal elevator	156
Plastic filling instruments with anatomic handle	117-118
Plastic filling instruments with coloured handle	148-149
Plastic filling instruments with empty handle	134-135
Plastic filling instruments with smooth handle	101-102
Q	
Retractor	155
Roots elevator	162-165
Root fragments forceps	166
R	
Saliva ejectors, disposable	14-17
Saliva ejectors, dispenser	48
Scissors	158
Sekutip	22
Shoe covers	36
Syndesmotome tips holder	60
Spatula, flexible	42-43
Spatula, disposable	26
Spatula for cement with anatomic handle	114
Sponges for endodontic, disposable	58
Sterile drapes, disposable	35
Sterilization flat reels, disposable	33
Sterilization self seal pouches, disposable	33
Surgical masks	23
Surgical masks, dispenser	45
Support for waste receiver	34
T	
Tip for air/water syringe (disposable)	22
Towels, disposable	18-19
Towels, dispenser	45-46
Tray paper	31
Tray rack	65-66
Trays, aluminium	62-64
Trays, disposable	24-26
Trays, stainless steel	64-67
Tweezers, dressing	156
U	
Universal Tip for air/water syringe (disposable)	22
Universal support	71-72
V	
Protective shield	29-30
W	
Waste container, aluminium	70
Waste receiver, disposable	34
Wedges interdental, plastic	28


L'AZIENDA



DENTAL MARKETsrl è un'azienda di produzione e vendita di articoli odontoiatrici per studio dentale, presente sul mercato nazionale ed internazionale da circa 40 anni, realtà solida e ben radicata.

L'azienda fa parte di un gruppo nato nel 1923, "Gruppo Nostrum" che ad oggi opera in diversi settori, oltre a quello della produzione di articoli dentali. Dental Market nasce come azienda terzista, specializzata nella produzione di articoli in acciaio inox ed alluminio e diventa oggi un'azienda poliedrica, capace di produrre come terzista, personalizzando totalmente il prodotto, ma capace di introdurre, sia nel mercato nazionale che internazionale, il nuovo marchio PLUSS, marchio privato di DENTAL MARKET. Nel corso degli anni l'azienda si è sempre più specializzata nella produzione di articoli in alluminio e acciaio, tra cui spiccano le porta impronte, lo strumentario, tutta la linea di vassoi e di Box endodontici, completamente Made in Italy, eseguiti interamente nei nostri stabili in Toscana.

THE COMPANY



DENTAL MARKET srl is a company of manufacturing and sale of dental products for dental practice, who is a solid reality in the domestic and international market born about 40 years ago. The company is part of a group born in 1923, "Group Nostrum" which now operates in various sectors, more than the production of dental articles.

Dental Market began its work as a contractor, specialized in the production of stainless steel and aluminum articles and it becomes today a versatile reality, able to produce as a subcontractor, totally customizing the product, but also able to introduce, in both national and international market, the new PLUSS brand, private label of DENTAL MARKET.

Over the years the company increasingly specialized itself in the production of aluminum and stainless steel articles, as impression trays, surgical instruments, the whole line of trays and endodontic boxes, entirely Made in Italy, completely produced in our facilities in Tuscany.



DENTAL MARKET è riuscita nel contempo a sviluppare una vasta esperienza nella produzione di stampaggio di materie plastiche e produzione di articoli monouso, tra cui spiccano i due articoli di punta, le cannule aspira saliva monouso e le salviette monouso, prodotte con macchinari di avanguardia nei nostri stabili in Toscana, con livelli qualitativi e produttivi altissimi.

Alla base di queste produzione esistono una solida esperienza e studi continui, che hanno portato a costanti migliorie ed innovazioni nei prodotti. Gli articoli DENTAL MARKET garantiscono la qualità del prodotto MADE IN ITALY, abbinando scelta di buone materie prime e proponendosi sempre con prezzi concorrenziali.



DENTAL MARKET has succeeded at the same time to develop a wide experience in manufacturing of plastic and disposable articles, where we can find the production of our two leading articles, disposable saliva ejectors and disposable towels, produced with modern machineries in our facilities in Tuscany, with the highest levels of quality and productivity. At the basis of these productions a solid experience and continuous studies are fundamental principles, which bring constant improvements and innovations in products. **DENTAL MARKET** articles ensure MADE IN ITALY products quality, combining choice of good raw materials and always proposing competitive prices.



La nostra filosofia produttiva si basa su concetti oggi distanti dal difficile mercato internazionale: lavorare sullo stock del nostro magazzino. I nostri programmi di produzione si basano su grandi lotti produttivi, in modo da risparmiare al massimo sui costi di produzione, ottimizzare i costi aziendali ed importantissimo, avere tutti i pezzi sempre in stock pronti per la spedizione.


Il nostro magazzino è organizzato per spedire l'ordine in pochi giorni, evitando così ai nostri clienti l'onere di fare magazzino a loro volta.

La nostra forza sta nel poter soddisfare ogni esigenza dei nostri clienti, sia per quanto riguarda le spedizioni, sia per le personalizzazioni del Packaging, sia per lo sviluppo di nuovi prodotti.

Il nostro vario parco macchine ci permette di poter sviluppare eventuali nuovi progetti, producendo nuovi articoli in esclusiva per i nostri clienti.

Offriamo inoltre la totale personalizzazione del prodotto, sia da un punto di vista di Packaging, sia con marchiatura del prodotto con logo privato.

In un mercato in rapida evoluzione Dental Market considera le norme ISO e la marcatura CE punto di riferimenti per la qualità dei suoi prodotti. L'azienda infatti rinnova annualmente le proprie certificazioni ISO 13485 e le certificazione CE dei suoi dispositivi medici.



Our production philosophy is based on concepts far from the current difficult international market: working on the stock of our warehouse. Our production plans are based on large production batches, in order to save maximum on production costs, optimizing work costs and most important, we work to have all the articles always in stock ready to be shipped.

Our warehouse is organized to ship the order within few days, thus avoiding our customers the necessity to make a big stock.

Our strength is our flexibility: we are able to meet every need of our customers, whether in terms of shipments, in terms of the personalization of packaging and in terms of development of new products. Our large machineries allow us to develop new projects, producing new items exclusively for our customers.

We also offer total private label of the product, both from the point of view of packaging and of the marking of the product with private logo.

In a rapidly changing market Dental Market considers the ISO and CE marking point of reference for the quality of its products.

The company in fact renews annually ISO 13485 and CE certification of its medical devices.

MONOUSO DISPOSABLE ARTICLES





CANNULE ASPIRASALIVA MONOUSO con cappuccio removibile

Disposable saliva ejectors with removable tip

- Made in Italy e certificate in Classe IIa
- Il cappuccio removibile è studiato per essere ben saldo sul tubo
- Vengono utilizzate materie prima di ottima qualità, totalmente atossiche
- PRIMO BREVENTO: il filo ramato all'interno del tubo è fermato senza uso di collanti. Ne consegue un prodotto unico e completamente atossico.
- SECONDO BREVENTO: la busta da 100 pezzi è confezionata con una fascetta di sicurezza che garantisce qualità e risparmio nei costi di trasporto
- TERZO BREVENTO: applichiamo un processo di decontaminazione di ogni singolo pezzo, per offrire cannule decontaminate, uniche sul mercato internazionale.
- *Made in Italy and Medical Device in Class II*
- *The removable tip is designed to have a great resistance on the tube*
- *Use of high quality raw materials, totally non-toxic*
- *FIRST PATENT: the copper-coated wire inside the tube is stopped without use of any glue. We achieve a unique and completely non-toxic product.*
- *SECOND PATENT: the Bag of 100 pieces is externally wrapped by a safety seal, as a guarantee of quality and a huge saving on money on transport costs*
- *THIRD PATENT: every piece is sanitised during the production process, it enabling us to offer the first sanitary disposable saliva ejectors on the global market*

CANNULE ASPIRASALIVA MONOUSO con cappuccio fisso

Disposable saliva ejectors with fixed tip



STOP!



THE FIRST **UNCONTAMINATED** DISPOSABLE SALIVA EJECTOR

PLUS

a brand of: **D**DENTAL MARKET

PROPERTY PATENT

Every piece is sanitised during the production process: it enabling us to offer **THE FIRST SANITARY DISPOSABLE SALIVA EJECTOR ON THE GLOBAL MARKET.**

CANNULE ASPIRASALIVA
Saliva ejectors

CANNULE ASPIRASALIVA LUNGHE

Long saliva ejectors

COLORI DISPONIBILI Available colours	Box 5000 Pcs Pack 100 Pcs	Box 5000 Pcs Pack 250 Pcs	Box 1000 Pcs Pack 100 Pcs
Trasparente / transparent	TD3410/1	TD3410/2	TD3410/1MIL
Azzurro / blue	TD3410/TAZ1	TD3410/TAZ2	TD3410/TAZ1MIL
Blu / dark blue	TD3410/TB1	TD3410/TB2	TD3410/TB1MIL
Verde / green	TD3410/TV1	TD3410/TV2	TD3410/TV1MIL
Verde chiaro / fresh green	TD3410/TVC1	TD3410/TVC2	TD3410/TVC1MIL
Giallo / yellow	TD3410/TG1	TD3410/TG2	TD3410/TG1MIL
Arancione / orange	TD3410/TA1	TD3410/TA2	TD3410/TA1MIL
Rosso / red	TD3410/TR1	TD3410/TR2	TD3410/TR1MIL
Rosa / pink	TD3410/TRA1	TD3410/TRA2	TD3410/TRA1MIL
Lilla / lilac	TD3410/TL1	TD3410/TL2	TD3410/TL1MIL
Fucsia / fuchsia	TD3410/TF1	TD3410/TF2	TD3410/TF1MIL
Bianco opaco / opaque white	TD3410/OB1	TD3410/OB2	TD3410/OB1MIL
Verde opaco / opaque green	TD3410/OV1	TD3410/OV2	TD3410/OV1MIL
Azzurro opaco / opaque blue	TD3410/OAZ1	TD3410/OAZ2	TD3410/OAZ1MIL

CANNULE ASPIRASALIVA CORTE

Short saliva ejectors

COLORI DISPONIBILI Available colours	Box 5000 Pcs Pack 100 Pcs	Box 5000 Pcs Pack 250 Pcs	Box 1000 Pcs Pack 100 Pcs
Trasparente / transparent	TD3400/1	TD3400/2	TD3400/1MIL
Azzurro / blue	TD3400/TAZ1	TD3400/TAZ2	TD3400/TAZ1MIL
Blu / dark blue	TD3400/TB1	TD3400/TB2	TD3400/TB1MIL
Verde / green	TD3400/TV1	TD3400/TV2	TD3400/TV1MIL
Verde chiaro /fresh green	TD3400/TVC1	TD3400/TVC2	TD3400/TVC1MIL
Giallo / yellow	TD3400/TG1	TD3400/TG2	TD3400/TG1MIL
Arancione / orange	TD3400/TA1	TD3400/TA2	TD3400/TA1MIL
Rosso / red	TD3400/TR1	TD3400/TR2	TD3400/TR1MIL
Rosa / pink	TD3400/TRA1	TD3400/TRA2	TD3400/TRA1MIL
Lilla / lilac	TD3400/TL1	TD3400/TL2	TD3400/TL1MIL
Fucsia / fuchsia	TD3400/TF1	TD3400/TF2	TD3400/TF1MIL
Bianco opaco / opaque white	TD3400/OB1	TD3400/OB2	TD3400/OB1MIL
Verde opaco / opaque green	TD3400/OV1	TD3400/OV2	TD3400/OV1MIL
Azzurro opaco / opaque blue	TD3400/OAZ1	TD3400/OAZ2	TD3400/OAZ1MIL

MORE IS LESS



DISPOSABLE SALIVA EJECTORS



a brand of:



DENTAL MARKET

A NEW IDEA.

A new way to stock,
a better price per piece

The bag of 100 pieces is externally wrapped in a **safety seal**, as a guarantee of quality. It is an important additional feature for the sale to the dentist, because by placing a safety seal we guarantee that all quality checks have been done.

Moreover, it represents for dealers a huge saving of money on transport costs: the box is considerably smaller compared to the standard box. 1 pallet can be fitted with about 50% more goods, without any damage to the cartons on the first layers, with an obvious **saving on transport costs**.



TD0850

33x45 cm

Box 500 Pcs



TD0851

33x45 cm

Box 500 Pcs

NEW Pack
50 Pcs

SALVIETTE ASSORBENTI
A 3 STRATI (2 veli carta+1 PE)
Disposable towels 3 plies
(2 plies paper+1 ply PE)

TD0850AZZURRO	blue
TD0850BIANCO	white
TD0850GIALLO	yellow
TD0850LILLA	lilac
TD0850PESCA	pink peach
TD0850ROSA	pink
TD0850VERDE	green

SALVIETTE ASSORBENTI
A 2 STRATI (1 velo carta+1PE)
Disposable towels 2 plies
(1 ply paper+1 ply PE)

TD0851ARANCIONE	orange
TD0851AZZURRO	blue
TD0851BABYBLU	baby blue
TD0851BABYROSA	baby pink
TD0851BIANCO	white
TD0851BLUNOTTE	dark blue
TD0851FUCSIA	fuchsia
TD0851LIME	lime
TD0851MAGENTA	magenta
TD0851SMERALDO	emerald green
TD0851VERDE	green
TD0851NERO	black

ALTA QUALITÀ
 GRANDE ASSORBIMENTO
 OTTIMA RESISTENZA AGLI STRAPPI

HIGH QUALITY
 GREAT PAPER ABSORBENCY
 PERFECT RESISTANCE

WATER ONLY WHERE IT IS NEEDED



PLUSS

DISPOSABLE TOWELS

Dental Market produces these plasticised, folded, absorbent and impermeable TOWELS. High quality materials, great absorbency, perfect resistance are THE BEST WAY TO PROTECT YOUR PATIENTS

a brand of: **DENTAL MARKET**



PROFUMATE

SCENTED

**CATENELLE PER SALVIETTE
IN GOMMA STERILIZZABILE**
*Sterilizable rubber
bibs holders*

TD0811 Kit 4 Pcs



Box 250 Pcs

**CATENELLE PER SALVIETTE
MONOUSO**
Disposable bibs holders

TD0820 adattabile, adesivo, igienico
adaptable, adhesive, hygienic

**CATENELLE PER SALVIETTE
Bibs holders**

TD0805 Regular quality 1 Pc



MANTELLINE IN ROTOLI A STRAPPO

IN CARTA E POLIETILENE

*Polyethylene and paper
disposable bibs*

TD0855BIANCO	white
TD0855BLU	blue
TD0855VERDE	green
TD0855ARANCIONE	orange
TD0855BLUMED	dark blue
TD0855LILLA	lilac
50x60 cm 80 Pcs	
TD0856BIANCO	white
TD0856BLU	blue
TD0856VERDE	green
TD0856ARANCIONE	orange
TD0856BLUMED	dark blue
TD0856LILLA	lilac
50x80 cm 60 Pcs	



Box 6 rolls

MANTELLINE IN ROTOLI A STRAPPO IN POLIETILENE

Polyethylene disposable bibs

TD0854BLU	blu - blue
TD0854VERDE	verde - green
48x60 cm	200 Pcs
TD0853BLU	blu - blue
TD0853VERDE	verde - green
48x80 cm	200 Pcs



Box 6 rolls

CANNULA ESTREMITÀ

ANGOLARE 45°

*Disposable aspirating tube
45° shaped end*

TD3450	bianco - white
--------	----------------



13 cm Ø 11 mm

Pack 100 Pcs



**SEKUTIP PUNTALI
UNIVERSALI
MONOUSO PER SIRINGHE
ARIA/ACQUA
*Universal disposable tips
for air / water syringe***

TD0755ARANCIONE	orange
TD0755AZZURRO	blue
TD0755BIANCO	white
TD0755GIALLO	yellow
TD0755ROSA	pink
TD0755VERDE	green

Box 300 Pcs



**BARRIER FILM UNIVERSALE
*Universal barrier film***



TD3069BLU blu - blue film
TD3069TRASP trasparente - transparent film

1200 Pcs

10x15 cm



TD5255

**KIT MONOUSO
PER ESAMINAZIONE
*Disposable examination kit***



TD5253


TD5253 Kit 3 Pcs - Box 100 Pcs

TD5255 Kit 2 Pcs - Box 200 Pcs

TD5250 specchietto monouso
disposable mirror
Box 300 PcsTD5251 sonda monouso
disposable probe
Box 300 PcsTD5252 pinzetta monouso
disposable tweezers
Box 300 Pcs

**SPAZZOLINI MONOUSO
CON DENTIFRICIO
Disposable mixed brushes
with toothpaste**

TD7028
spazzolini monouso misti verde, blu,
arancione, giallo
disposable brushes mixed colours
green, blue, orange, yellow



Box 100 Pcs

**MASCHERINE CHIRURGICHE
SUPERFILTRANTI CON ELASTICO
Earloop surgical masks**

TD7030 Azzurro - light blue
TD7031 Verde - green
TD7032 Rosa - pink
TD7033 Giallo - yellow
TD7034 Lilla - lilac
TD7035 Arancione - orange
TD7036 Bianco - white



Box 50 Pcs

QUALITY ASSURANCE

The TOPMASK NON LATEX has been tested in accordance with EN14683:2006,
Type-IIR EC Type examination (Direction 93/42/EEC)
NELSON Test for Bacterial Filtration Efficiency (BFE)
NELSON Test for Particle Filtration Efficiency (PFE)
NELSON Test for Differential Pressure (ΔP)
NELSON Test for Blood Penetration Resistance
SGS Test for Allergy Skin Irritation
SGS Test for Cytotoxicity
SGS Test for 4-aminoazobenzene (REACH 1907/2006/EC)
CE certification
Designed for medical use
High performance of BFE, PFE and ΔP
Good performance of anti micro-dust, anti-spray, anti-virus

Mask Features:

- 1 • Outer Layer: Water-repellant, to prevent fluids from entering the mask
- 2 • Middle Layer: Being high level static filtration non-woven, effectively preventing micro dust and bacteria with Bacteria Filtration Efficiency (BFE) at 99.55%, Particle Filtration Efficiency (PFE)>99% at 0.1 +10m, tested by Nelson Lab.
- 3 • Inner Layer: Soft and comfortable PP non-woven
- 4 • Total Mask: Be good at anti-spray, blood penetration resistance at 120mm Hg.



**VASSOIO MONOUSO MAXI
IN POLISTIROLO**
*Polystyrene disposable
large tray*

TD3060
Fondo liscio - smooth surface

TD3060Z
Fondo zigrinato - ribbed surface

280x183x17 mm

Box 400 Pcs



**VASSOIO MONOUSO MAXI
COLORATI IN POLISTIROLO**
*Polystyrene disposable
maxi coloured trays*

TD3077ARANCIONE	orange
TD3077AZZURRO	blue
TD3077GIALLO	yellow
TD3077VERDE	green
TD3077ROSA	pink
TD3077LILLA	lilac

Fondo zigrinato - ribbed surface



**VASSOIO MONOUSO MAXI
IN PET**
Pet disposable trays

TD3075 Fondo liscio - smooth surface
TD3075Z Fondo zigrinato - ribbed surface

**VASSOIO MONOUSO MINI
IN POLISTIROLO**
*Polystyrene disposable
mini tray*

TD3061
Fondo liscio - smooth surface

TD3061Z
Fondo zigrinato -ribbed surface



183x140x17 mm

Box 400 Pcs

**VASSOI MONOUSO MINI
COLORATI IN POLISTIROLO**
*Polystyrene disposable
mini coloured tarys*

TD3078ARANCIONE	orange
TD3078AZZURRO	blue
TD3078GIALLO	yellow
TD3078VERDE	green
TD3078ROSA	pink
TD3078LILLA	lilac



Fondo liscio - smooth surface

183x140x17 mm

Box 400 Pcs

**VASCHETTE MONOUSO MAXI
IN POLISTIROLO**
*Polystyrene disposable
maxi basin*


TD3062
Fondo liscio - smooth surface

TD3062Z
Fondo zigrinato -ribbed surface



200x150 mm

Box 400 Pcs



VASCHETTE MONOUSO MINI IN POLISTIROLO
Polystyrene disposable mini basin

TD3063
Fondo liscio - smooth surface

TD3063Z
Fondo zigrinato - ribbed surface

200x100 mm Box 400 Pcs



POZZETTO MONOUSO PER MISCELAZIONE
Disposable mixing pallet

SPATOLINA MONOUSO PER IMPASTO
Disposable spatula

TD3064 Box 1000 Pcs
TD3088 Pack 100 Pcs

70x50 mm Ø 11 mm LUNG. 130 mm



BACINELLA RENIFORME MONOUSO
Disposable kidney tray

TD0338 Pack 50 Pcs

**ASCIUGAMANO Piegato a V
IN CELLULOSA
V Folded hand towels**

TD0880

asciugamani 2 veli 22x25 cm piegati a V,
colore bianco, 100% cellulosa

V folded 2 plies hand towels 22x25 cm,
white colour, 100% cellulose



15 Pack x 210 Pcs

**ASCIUGAMANO Piegato a V
ECO
V folded hand towels ECO**

TD0880ECO

asciugamani 2 veli 22x25 cm piegati a V,
colore bianco

V folded 2 plies hand towels 22x25 cm,
white colour



15 Pack x 210 Pcs

**ASCIUGAMANO Piegato a C
IN CELLULOSA
C folded hand towels**

TD0881

asciugamani 2 veli 23x32 cm piegati a C,
colore bianco, 100% cellulosa

C folded 2 plies hand towels 23x32 cm,
white colour, 100% cellulose



20 Pack x 152 Pcs



CUNEI INTERDENTALI IN PLASTICA *Interdental plastic wedges*



TD7060
XS Giallo - yellow

TD7061
S Verde - green

TD7062
M Arancione - orange

TD7063
L Lilla - lilac

TD7065
Kit di 100 cunei interdentali
(25 di ogni tipo)
kit of 100 interdental wedges
(25 of each type)

Box 100 Pcs



PERNI CALCINABILI *Calcinable pins*



TD7055 Rosso - red

TD7056 Verde - green

Box 60 Pcs



PERNI CALCINABILI *Calcinable pins*



TD7050
mm. 0.6 - Giallo - yellow

TD7051
mm. 0.8 - Blu - blue

TD7052
mm. 1 - Trasparente - transparent

TD7053
mm. 0,8 - Trasparente - transparent

Pack 100 Pcs

DAPPEN MONOUSO

Disposable dappen

TD0650 Rosso - red

TD0651 Blu - blue

TD0652 Verde - green

TD0653 Giallo - yellow

TD0654 Bianco - white

Pack 50 Pcs

TD0655

Colori misti: blu,rosso,giallo,verde

Mixed colours: blue,red,yellow,green

Pack 200 Pcs



DAPPEN COMPOSTABILE

Bio dappen

TD0656 Dappen monouso
biodegradabile colore azzurro

Disposable biodegradable
blue dappen



Pack 200 Pcs

VISIERA PROTETTIVA

MONOUSO

Disposable protective shield

TD0700 Visiera con elastico

Shield with elastic

CE



Pack 12 Pcs



**VISIERA BIANCA
IN PLASTICA
*White face shield***

TD0710 Kit 1 montatura + 6 visiere


Kit 1 frame + 6 visors



**OCCHIALI A MASCHERINA
MONOUSO MODELLABILE
*Disposable mouldable
glasses***

TD0750 Kit 50 lenti monouso
+ 5 montature modellabili

Kit 50 disposable glasses
+ 5 frames which can be modelled



COPRI RIUNITO
Chair Cover

TD0864BLU blue
TD0864VERDE green

Morbido TNT di polipropilene, anallergico
e traspirante
1 coprischiendale + 1 coprisedile
universale

Soft polypropylene TNT, non allergic
and transpiring
1 back cover + 1 seat cover – Universal

35 G/m²

Box 4 x 25 Pcs

TRAY PAPER
STERILIZZABILE
Sterilizable tray paper

TD0865BLU blu - blue
TD0865BIA bianco - white
TD0865VER verde - green



18x28 cm

Pack 250 Pcs

COPRITESTIERA A BUSTA
TOP QUALITY
Headrest cover
top quality

TD0861BIANCO white
TD0861BLU blue



33x25 cm

Pack 500 Pcs



28x28 cm

Box 1000 Pcs

**COPRITESTIERA A BUSTA
REGULAR QUALITY**
**Headrest cover
regular quality**

TD0862 copritestiera a busta bianco
white headrest cover



COTTON

20 x Box 300 gr 20



**RULLI SALIVARI IN COTONE
Cotton rolls**

TD9601 n. 1 Ø 8 mm
TD9602 n. 2 Ø 10 mm
TD9603 n. 3 Ø 12 mm



**PALLINE DI COTONE
Cotton pellets**



TD0644

TD0643

TD0642

TD0642 small Ø 4 mm
TD0643 medium Ø 5,5 mm
TD0644 large Ø 7 mm

6 Box x 3 gr

GHIACCIO ISTANTANEO
*Instantaneously
 disposable ice*



TD0900 TNT
 TD0901 PE



TD0900

TD0901

14x18 cm

Box 25 Pcs

ROTOLI PER STERILIZZAZIONE
Sterilization flat reels



TD9500 mm 50x200 mt
 TD9501 mm 75x200 mt
 TD9502 mm 100x200 mt
 TD9503 mm 150x200 mt
 TD9504 mm 200x200 mt
 TD9505 mm 250x200 mt



BUSTE PER STERILIZZAZIONE
AUTOSALDANTI
Sterilization flat reels



TD9520 90x230 mm - Lung. tot. 260 mm
 TD9521 140x250 mm - Lung. tot. 295 mm



Box 200 Pcs



PORTA RIFIUTI MONOUSO *Disposable waste receiver*

TD3065
portarifiuti monouso bianco

white disposable waste receiver
Box 1000 Pcs

SUPPORTO PER PORTA RIFIUTI MONOUSO *Support for waste receiver*

TD3066ARG
supporto argento in alluminio
aluminium silver support

TD3066BLU
supporto blu in alluminio
aluminium blue support

BLOCCHETTI PER IMPASTO IN PVC *Plastic mixing pad*

TD7090	5x5	Pack 6 Pcs
TD7091	8x8	Pack 6 Pcs
TD7092	14x8	Pack 3 Pcs



Spessore 1,1 mm - 100 fogli

Thickness 1,1 mm - 100 sheets

BLOCCHETTI PER IMPASTO IN CARTA PLASTIFICATA *Paper plastified mixing pad*

TD7095	5x5	Pack 6 Pcs
TD7096	10x10	Pack 6 Pcs
TD7097	12x18	Pack 3 Pcs



100 fogli

100 sheets

BICCHIERI IN CARTONCINO BIO *Paper disposable cup*

TD3079

Prodotti con carta certificata PFEC, materie prime derivate da foreste gestite secondo criteri di eco-sostenibilità, compostabili e certificati secondo la normativa europea EN13432

Produced with certified paper PFEC, use of raw materials from forests managed according to echo-sustainability's standard, compostables and certified under the European standard EN13432



Box 25 x 100 Pcs

160/190 ml

BICCHIERINI MONOUSO *Disposable cups*

TD3067BIA	bianco - white
TD3067AZZ	azzurro - blue
TD3067LILLA	lilla - lilac
TD3067ARA	arancione - orange
TD3067BLU	blu - dark blue
TD3067GIA	giallo - yellow
TD3067MAG	magenta - magenta
TD3067VER	verde fresco - fresh green
TD3067ROSA	rosa - pink



Box 20 x 50 Pcs - 180 cc

2,5 G - 180 cc - PP


TELI STERILI *Sterile drapes*

TD0500	50 x 50
TD0501	50 x 75
TD0502	75 x 90

TD0510	s collo ad U 75x100 U-Shaped type 75x100
--------	---



Box 50 pz



KIT CHIRURGICO STERILE Sterile surgical kit

TD0520 kit chirurgico composto da:
2 Cuffie rotonde con elastico,
1 Cappellino con lacci, 2 Mascherine
chirurgiche con elasticci, 2 Camici protettivi
con elasticci, 2 Coperture cavi 7x120 cm
con elasticci, 2 Strisce adesive 2,5x25 cm,
1 Telo standard 75x100 cm,
1 Telo con fessura adesiva 75x100 cm
fessura 9x11 cm

Surgical kit composed by: 2 round surgical caps, 1 cap with bands, 2 earloop surgical masks, 2 TNT protective gowns, 2 sheaths 7x120 with elastic, 2 adhesives 2,5x25 cm to fix the sheaths, 1 drape 75x100, 1 drape 75x100 with an adhesive part (9x11 cm)



SOVRASCARPE IN POLIETILENE Polyethylene shoe covers

TD0530 PE colore azzurro - PE blue colour

Box 100 Pcs



GUANTI MONOUSO IN LATTICE SENZA POLVERE Disposable latex gloves without powder



TDGL - EXSEN - XS Xsmall
TDGL - EXSEN - S Small
TDGL - EXSEN - M Medium
TDGL - EXSEN - L Large

lattice naturale - natural latex

top touch plus latex extra sensitive

10 Box x 100 Pcs

**GUANTI MONOUSO IN LATTICE
SENZA POLVERE NERO**
**Disposable latex gloves
without powder black**

TDGL-NERO-XS Xsmall

TDGL-NERO-S Small

TDGL-NERO-M Medium

TDGL-NERO-L Large

Lattice senza polvere - colore nero
Spessore medio-alto per alta resistenza.
Microruvidi per una presa migliorata.

Latex powder free - black colour
Higher thickness for better strength.
Externally chlorinated to increase resistance
and grip in greasy conditions.



CE

**GUANTI MONOUSO IN NITRILE
SENZA POLVERE BIANCO**
Powder free nitrile gloves white

TDGN-XS Xsmall

TDGN-S Small

TDGN-M Medium

TDGN-L c Large

Nitrile senza polvere - colore bianco
Unisce lo stesso colore naturale, elasticità
e sensibilità del LATTICE con tutti i vantaggi
di tollerabilità del NITRILE

Nitrile powder free - white colour
It combines the same natural colour, elasticity
and sensitivity of LATEX, all the advantages
of tolerability of NITRILE gloves



CE

SCATOLA PORTA AGHI USATI
Box for used needles

TD0665



34x82x120 mm



**GUANTI MONOUSO IN NITRILE
SENZA POLVERE
CON AVENA COLLOIDALE**
*Powder Free Nitrile Gloves
with Colloidal Oatmeal*

TDGN-AVENA-XS
Xsmall

TDGN-AVENA-S
Small

TDGN-AVENA-M
Medium

TDGN-AVENA-L
Large

Nitrile senza polvere - colore ghiaccio
Macinata finemente, l'avena può essere ridotta ad avenacolloidale, alleata preziosa in cosmesi:

- IDRATA Le proteine dell'avena creano una barriera protettiva sulla pelle, che previene la perdita di acqua mantenendo l'idratazione ottimale.
- LENISCE È stato dimostrato che l'avena colloidale dà sollievo alla pelle secca ed al prurito ad essa associato.
- DETERGE L'avena colloidale assorbe le impurità della pelle e facilita la loro rimozione attraverso il risciacquo per una delicata azione detergente.

Nitrile powder free - Ice colour
Finely ground, oat can be reduced to colloidal oatmeal, a precious ally in cosmetic.

- HYDRATING Oat's proteins create a protective barrier on the skin, which prevents water loss while maintaining optimum hydration.
- SOOTHING It has been shown that colloidal oatmeal gives relief to dry skin and to the itch associated with it.
- CLEANSING Colloidal oatmeal absorbs impurities from the skin and facilitates their removal by rinsing for a delicate detergent action.

10 Box x 100 Pcs

**GUANTI MONOUSO IN NITRILE
SENZA POLVERE
SENZA ACCELERANTI**
*Powder Free Nitrile Gloves
accelerators-free*



TDGN-NOACCELL-XS
Xsmall

TDGN-NOACCELL-S
Small

TDGN-NOACCELL-M
Medium

TDGN-NOACCELL-L
Large



Nitrile senza polvere - colore blu
PER MANI IRRITATE, ARROSSATE, GONFIE
PUR NON USANDO GUANTI IN LATTICE
Molto probabilmente è stata sviluppata
un'allergia di tipo IV (ipersensibilità ritardata)
da elementi chimici.
Le cause di questi tipi di allergie legate all'uso
dei guanti, possono essere dovute ad additivi
chimici e probabilmente ad agenti acceleranti
(ad es. tiurami, carbamati, benzotiazoli)
impiegati durante il processo produttivo.
Low Derma™ è il risultato di una speciale
tecnologia di produzione testata ed affidabile
che permette di eliminare la maggior parte
delle cause delle allergie di tipo IV.

Nitrile powder free - blue colour
FOR HANDS IRRITATED, REDDENED,
SWOLLEN THOUGH NOT USING
LATEX GLOVES
Most likely it has been developed a type IV
(delayed hypersensitivity) allergy to chemical
elements.
The causes of these types of allergies in relation
to the use of gloves, are due to chemical additives
and probably
to accelerating agents (eg thiurames, carbamates,
benzothiazoles) used during the production process.
Low Derma™ is the result of a special, proven and
reliable production technology that eliminates most
of the causes of type IV allergies.

10 Box x 100 Pcs

ACCESSORI ACCESSORIES





TAZZE PER ALGINATO E GESSO
Mixing bowls for plaster and alginates

TD0321 Ø 100 mm
TD0322 Ø 120 mm
TD0323 Ø 140 mm
TD0324 Ø 160 mm



TAZZE PER ALGINATO E GESSO
Mixing bowls for plaster and alginates

TD0331 Ø 100 mm
TD0332 Ø 120 mm
TD0333 Ø 140 mm
TD0334 Ø 160 mm



SPATOLE FLESSIBILI
Flexible spatula

TD0335
celeste tipo morbido

blue soft type

TD0336
blu tipo rigido

dark blue hard type

TD0337
bianco manico anatomico

white anatomic handle

185 mm

SPATOLE FLESSIBILI COLORATE *Coloured flexible spatula*

TD0337 MIX 185 mm
con manico anatomico

with anatomic handle




TD0337

DISTRIBUTORE PER BICCHIERI IN METALLO *Metal drinking cups dispenser*

TD0625 inox

TD0626GRI grigio - grey
TD0626BIA bianco - white
TD0626ROS rosso - red
TD0626BLU blu - blue
TD0626BEI beige - beige
TD0626MAR marrone - brown



DISTRIBUTORE PER BICCHIERINI IN PLASTICA *Plastic drinking cups dispenser*

TD0627
plastica e vetro fumé

plastic and grey glass

85x85x360 mm



100x95x320 mm



TD0641

40x40x50 mm



TD0647

**DISTRIBUTORE PER PALLINE
DI COTONE IN METALLO**
Metal cotton pellet dispenser

TD0641 inox - steel
TD0647 inox - steel



TD0645



TD0646

50x50x53 mm



TD0648

**DISTRIBUTORE PER PALLINE
DI COTONE IN PLASTICA
AUTOCLAVABILE**
*Autoclavable plastic cotton
pellets dispenser*

TD0645 foro piccolo - small size
TD0646 foro medio - medium size
TD0648 foro grande - large size



52x52x55 mm

**DISTRIBUTORE PER GARZE
DI COTONE**
Cotton gauze dispenser

TD0679 inox - per garze 5x5
 steel - for gauzes 5x5

PORTE GARZE IN PLASTICA DOPPIO
Double plastic dispenser for gauzes

TD0689
per garze 5x5, autoclavabile
for gauzes 5x5, autoclavable



110x55x80 mm

134°

**DISTRIBUTORE PER MASCHERINE
IN PLEXIGLASS**
Plexiglass masks dispenser

TD0671
trasparente con coperchio
transparent with cover




200x120x110 mm

**DISTRIBUTORE PER SALVIETTE
IN PLASTICA**
Plastic towels dispenser

TD0672BIA bianco - apertura frontale
white - front opening



180x130x170 mm



**DISTRIBUTORE PER SALVIETTE
IN ACCIAIO INOX**
Stainless steel towels dispenser

TD0673 inox - steel

175x118x185 mm



**DISTRIBUTORE PER MANTELLINE
IN PLASTICA**
Plastic bibs dispenser

TD0674BIA bianco - white

280x136x125 mm



**DISPENSER PER ASCIUGAMANI
PIEGATI**
Dispenser for folded hand towels

TD0684
Dispenser per asciugamani piegati a
I , C , V , Z 24x24
colore bianco

dispenser for I , C , V , Z 24x24
folded hand towels
white colour

275x125x360 mm

**DISTRIBUTORE PER RULLI
IN PLASTICA**
Plastic cotton rolls dispenser

TD0675BIA bianco - white
 TD0675GIA giallo - yellow
 TD0675GRI grigio - grey
 TD0675BLU blu - blue
 TD0675ROS rosso - red

a cassetto - with drawer



95x50x100 mm

**DISTRIBUTORE PER RULLI
IN PLASTICA**
Plastic cotton rolls dispenser

TD0676BIA bianco - white
 TD0676BLU blu - blue

caduta rullo individuale

each piece dispensed individually



140x60x150 mm

**DISTRIBUTORE PER RULLI
IN PLASTICA**
Plastic cotton rolls dispenser

TD0677

TD0678 4 scomparti
4 compartments



TD0677



TD0678

h 100 mm Ø 100 mm

h 50 mm Ø 124 mm



**DISTRIBUTORE PER CANNULE
ASPIRASALIVA
IN PLEXIGLASS**
*Plexiglass saliva ejector
dispenser*

TD0670 trasparente con coperchio
transparent with cover



**OMNITRAY - VASCHETTE
PER DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE
STRUMENTI DENTALI**
Omnitray for sterilization

TD3110 3 lt bianco - white
TD3110BLU 3 lt azzurro - blue
TD3110FUCSIA 3 lt fucsia - fuchsia
TD3110GRIGIO 3 lt grigio - grey

TD3100 1 lt bianco - white

35x26xh14 cm

26x11xh8 cm



ORTHO-BOX COMPOSTABILE
Bio orthodontic box

TD7021ECO completamente biodegradabile
colore azzurro
totally biodegradable, blue

Pack 10 Pcs

**ORTHO-BOX IN PLASTICA
ANTIURTO PER APPARECCHI
Plastic orthodontic box**

TD7021NERO	black
TD7021AZZURRO	blue
TD7021BIANCO	white
TD7021BLU	dark blue
TD7021FUCSIA	fuchsia
TD7021GIALLO	yellow
TD7021ARANCIONE	orange
TD7021GRIGIO	silver
TD7021ROSA	pink
TD7021ROSSO	red
TD7021VERDE	green
TD7021GIALLOFLUO	fluo yellow
TD7021VERDECHIARO	sea green
TD7021VIOLA	violet
TD7021ORO	gold
TD7021SMERALDO	emerald green
TD7021	col. assortiti - mixed colours



65x76xh40 mm

Pack 10 Pcs

**ORTHO-BOX IN PLASTICA
ANTIURTO PER APPARECCHI
Plastic orthodontic box**

TD7020 Mix colori assortiti
Mixed colours



55x75xh40 mm

Pack 10 Pcs

**ORTHO-BOX
CON SPECCHIO INTERNO
Orthodontic box with mirror**

TD7024ROS	red
TD7024AZZ	blue
TD7024BIA	white

Con specchio - with mirror



85x65x42 mm

Pack 10 Pcs

PORTA BITE Box for bite



TD7022ARANCIONE	orange
TD7022AZZURRO	blue
TD7022BIANCO	white
TD7022BLU	dark blu
TD7022BLUMETAL	glittered dark blu
TD7022GIALLO	yellow
TD7022FUCSIA	fuchsia
TD7022LILLA	lilla
TD7022LIME	lime
TD7022ROSSO	red
TD7022VERDE	green

78x76 H30 mm

Bag 10 Pcs



Ø 90 H82 mm

con filtro

SCATOLE PORTA PROTESI Box for prosthesis with filter

TD7025AZZURRO	blue
TD7025BIANCO	white
TD7025BLU	dark blue
TD7025GIALLO	yellow
TD7025FUCSIA	fuchsia
TD7025VERDE	green

autoclavable 121°



TD1000BLU

TD1000ARG

TD1000ROS

CONTENITORI PER ENDODONZIA MAXI in alluminio anodizzato completi di coperchio *Aluminium endodontic maxi boxes - complete with lid*

TD1000ARG	scatola argento - silver box
TD1000BLU	scatola blu - blue box
TD1000ROS	scatola rosso - red box

5x72 strumenti manuali

204x105x54 mm

CONTENITORI PER ENDODONZIA MAXI

in alluminio anodizzato

completi di coperchio

Aluminium endodontic large boxes - complete with lid

- TD1010ARG scatola argento - silver box
- TD1010BLU scatola blu - blue box
- TD1010ROS scatola rosso - red box

3x72 strumenti manuali + 4x6 tubetti
+ 12 strumenti RA



TD1010ROS

TD1010BLU

TD1010ARG

204x105x54 mm

CONTENITORI PER ENDODONZIA MAXI

in alluminio anodizzato

completi di coperchio

Aluminium endodontic large boxes - complete with lid

- TD1020 scatola argento - silver box
2x48 FG + 1x48 RA
+ 1x48 misti + 1x12 tubetti

- TD1025 scatola argento - silver box
1x48 FG + 1x48 RA + 1x40 misti
+ 1x72 strumenti manuali
+ 1x12 tubetti



TD1020

TD1025

204x105x54 mm

CONTENITORI PER

ENDODONZIA MAXI

in alluminio anodizzato

completi di coperchio

Aluminium endodontic large boxes - complete with lid

- TD1030ARG scatola argento - silver box
- TD1030BLU scatola blu - blue box
- TD1030ROS scatola rossa - red box

210 strumenti manuali
+ 153 RA + 24 tubetti




TD1030BLU

TD1030ARG

TD1030ROS

204x105x54 mm



204x105x54 mm



125x105x54 mm



**CONTENITORI
PER ENDODONZIA MAXI**
in alluminio anodizzato
completi di coperchio
**Aluminium endodontic
large boxes - complete with lid**

TD1050 scatola blu interno blu
blue box blue tray
TD1056 scatola argento interno blu
silver box blue tray

272 strumenti manuali

TD1055 scatola argento interno blu
silver box blue tray

strumenti misti + tubetti

**CONTENITORI
PER ENDODONZIA MEDI**
in alluminio anodizzato
completi di coperchio
**Aluminium endodontic
medium boxes - complete with lid**

TD1060ARG scatola e interni argento
silver box and tray
TD1060VER scatola argento interno verde
silver box green tray
3x72 strumenti manuali

TD1065 scatola argento interno blu
silver box blue tray
strumenti manuali + tubetti

**CONTENITORI
PER ENDODONZIA**
in alluminio anodizzato
completi di coperchio
**Aluminium endodontic
boxes - complete with lid**

L-S050ARG 104x44x54 mm
L-S053ARG 60x45x50 mm
L-S070ARG 125x105x54 mm
L-S140ARG 204x105x54 mm
L-S150ARG 204x105x30 mm

**CONTENITORI
PER ENDODONZIA MINI
in alluminio anodizzato
completi di coperchio
Aluminium endodontic
small boxes complete with lid**

TD1070ARG	scatola argento - silver box
TD1070ROS	scatola rossa - red box
TD1070BLU	scatola blu - blue box
TD1070ORO	scatola oro - gold box
TD1070VERARG	scatola verde - green box
TD1070VERVER	scatola verde interno verde green box green tray
TD1070ARGVER	scatola argento interno verde silver box green tray




72 strumenti manuali

104x44x54 mm

**CONTENITORI
PER ENDODONZIA MINI
in alluminio anodizzato
completi di coperchio
Aluminium endodontic
small boxes complete with lid**

TD1080ARG	scatola argento - silver box
TD1080VER	scatola verde - green box
TD1080BLU	scatola blu - blue box
TD1080ORO	scatola oro - gold box
TD1080ROS	scatola rossa - red box



24 RA + 24 strumenti manuali
+ 4 tubetti

104x44x54 mm

**CONTENITORI
PER ENDODONZIA MINI
in alluminio anodizzato
completi di coperchio
Aluminium endodontic
small boxes complete with lid**

TD1090ARG	scatola argento - silver box
TD1090ROS	scatola rossa - red box
TD1090VER	scatola verde - green box
TD1090BLU	scatola blu - blue box
TD1090ORO	scatola oro - gold box



12 RA + 12 strumenti manuali
+ 2 tubetti

104x44x54 mm



**CONTENITORI PER
ENDODONZIA MINI**
**in alluminio anodizzato completi
di coperchio**
**Aluminium endodontic small boxes
complete with lid**

TD1120ARGBLU scatola argento interno blu
silver box blue tray
TD1120VER scatola verde interno verde
green box green tray
TD1120BLUBLU scatola blu interno blu
blue box blue tray

48 strumenti manuali



**CONTENITORI PER
ENDODONZIA MINI**
**in alluminio anodizzato completi
di coperchio**
**Aluminium endodontic small boxes
complete with lid**

TD1110ORO scatola oro - gold box
TD1110ARG scatola argento - silver box

48 strumenti RA



**CONTENITORI PER
ENDODONZIA MINI**
**in alluminio anodizzato completi
di coperchio**
**Aluminium endodontic small boxes
complete with lid**

TD1140ROS scatola rossa - red box
TD1140ARG scatola argento - silver box

24 RA + 24 strumenti manuali

**CONTENITORI
PER ENDODONZIA MINI
in alluminio anodizzato
completi di coperchio
*Aluminium endodontic small
boxes - complete with lid***

- TD1100 scatola argento - silver box
12 strumenti manuali + 12 tubetti
- TD1130 scatola argento - silver box
12 tubetti



104x44x54 mm

**CONTENITORI ROTONDI
PER ENDODONZIA
in alluminio anodizzato
completi di coperchio
*Round aluminium endodontic
boxes - complete with lid***

- TD1160ARG scatola argento - silver box
TD1160BLU scatola blu - blue box
TD1160ORO scatola oro - gold box
TD1160ROS scatola rossa - red box
TD1160VER scatola verde - green box

18 strumenti manuali



Ø 48 h62 mm

**CONTENITORI ROTONDI
PER ENDODONZIA
in alluminio anodizzato
completi di coperchio
*Round aluminium endodontic
boxes - complete with lid***

- TD1170ARG scatola argento - silver box
TD1170ROS scatola rossa - red box
TD1170VER scatola verde - green box
TD1170BLU scatola blu - blue box
TD1170ORO scatola oro - gold box

6 tubetti



Ø 48 h62 mm



TD1150

Ø 94 h70 mm



TD1190

257x116x16 mm

TD3200



TD3221

**CONTENITORE
PER ENDODONZIA ROTONDO**
in alluminio anodizzato
completi di coperchio
*Round aluminium endodontic
boxes - complete with lid*

TD1150 scatola argento - silver box

64 strumenti + 4 tubetti

TRAY PER ENDODONZIA
in alluminio anodizzato
*Aluminium endodontic
tray - complete with lid*

TD1190 argento - silver

ARTICOLATORI E PORTA LASTRINE
Articulator - inox clips

TD3200 articolatore occlusore a filo
articulator occlusorTD3221 pinzette porta lastrine acciaio inox
inox clips 70 mm

**MISURATORI PER
STRUMENTI CANALARI
in alluminio anodizzato
*Aluminium endometer***

TD1200ARG argento - silver
TD1200BLU blu - blue
TD1200ROS rosso - red



100x40x40 mm

**MISURATORE PER STRUMENTI
CANALARI CON SCALA
DI PROFONDITÀ
in alluminio anodizzato
*Aluminium endometer
with depth scale***

TD1220ARG argento - silver



**NEW MODEL
WITH DEPTH SCALE**

**MISURATORI PER STRUMENTI
CANALARI
in alluminio anodizzato
*Aluminium endometer***

TD1210ARG argento - silver
TD1210ROS rosso - red
TD1210BLU blu - blue

100x40xh40 mm

TD1210BLU



TD1210ARG

TD1210ROS

Ø 34 h 48 mm



**PULITORI PER STRUMENTI
CANALARI**
in alluminio anodizzato
**Aluminium endodontic
instrument cleaners**

TD1240 aperto - open
TD1241 chiuso - closed

Ø40 - h 30 mm

TD1243 rotondo - rounded


Ø35 - h 33 mm



**PULITORE PER STRUMENTI
CANALARI**
in plastica autoclavabile
**Autoclavable plastic endodontic
instrument cleaners**

TD1244BLU blu - blue
TD1244ROS rosso - red
TD1244VER verde - green

h 30 mm Ø 45 mm



SPUGNETTE PER ENDODONZIA
Disposable sponges
for endodontic instruments cleaners

TD1242 Ø 50 mm h 5 mm
TD1245 Ø 65 mm h 5 mm

Box 50 Pcs

POR TA AMALGAMA
Amalgam well

TD2300 - Mod. 1
TD2301 - Mod. 2



TD2301



TD2300

SIRINGHE PER AMALGAMA
AUTOCLAVABILE
Autoclavable amalgam gun

TD0681
Siringa curva autoclavabile
amalgam gun curved autoclavable

TD0682
Siringa dritta autoclavabile
amalgam gun straight autoclavable


TD0680
Mortaio per amalgama bianco
amalgam mortar white autoclavable



SUPPORTO UNIVERSALE
in endobox mini
Universal supports
in small endobox

TD2190
Scatola mini endobox argento
+ supporto universale
36 fori piccoli Ø 2 mm
Mini silver endodontic box
+ universal support with
36 small inserts Ø 2 mm





**BASE PER PUNTE
DEL SINDESMOTOMO**
in alluminio anodizzato
*Aluminium syndesmotome
tips holder*


TD2095 20 fori - 20 holes

70x40x12 mm

TD1255



TD1250



TD2000



TD2020



TD2010

Alluminio anodizzato

**PORTA STRUMENTI CANALARI
PIASTRINE PORTA FRESE**
*Aluminium canal instruments
holder*
Aluminium low mill holder


TD1250 - 50x50x25 mm

TD1255 - 100x50x25 mm

TD2000 - 75x40 mm

TD2010 - 75x40 mm

TD2020 - 75x40 mm



Base

Coperchio - lid

PORTA FRESE
in alluminio anodizzato
Aluminium mill holders

TD2030 - 24 FG 60x40 mm

TD2040 - 24 RA 60x40 mm

TD2050 - 24 FG-RA 60x40 mm

TD2060 - 36 FG 60x50 mm

TD2070 - 36 RA 60x50 mm

TD2080 - 36 FG-RA 60x50 mm


TD2160 - 24 fori 60x40x30 mm

TD2170 - 36 fori 60x50x30 mm

PORTE FRESE in plexiglas


Plexiglas mill holders

TD2090 - 24 FG	60x40 mm
TD2100 - 24 RA	60x40 mm
TD2110 - 24 FG-RA	60x40 mm
TD2120 - 36 FG	60x50 mm
TD2130 - 36 RA	60x50 mm
TD2140 - 36 FG-RA	60x50 mm
TD2160 - 24 fori	60x40x30 mm
TD2170 - 36 fori	60x50x30 mm



**SCATOLA PORTA FRESE CON INSERTI
in alluminio anodizzato**
*Aluminium box for mill holders
with 7 inserts and lid*

TD2200 Box con 7 interni estraibili
e coperchio
box with 7 insert trays and lid



125x105x55 mm

INTERNI PORTA FRESE E SUPPORTO

in alluminio anodizzato

Aluminium inserts trays and support

TD2201A	FG argento - silver
TD2201V	FG verde - green
TD2202B	RA blu - blue
TD2203O	FG-RA oro - gold
TD2203R	FG-RA rosso - red
TD2210	Supporto due vani 2 places support




Interni - insert trays

Supporto - support




Vassoi - tray

Coperchio - lid



Vassoi - tray

Coperchio - lid



Vassoi - tray

Coperchio - lid

**VASSOI PORTA STRUMENTI
MAXI LISCI - COPERTOGLIO**
in alluminio anodizzato
**Aluminium standard
maxi instrument trays-lid**

TD3000	rosso - red
TD3001	blu - blue
TD3002	verde - green
TD3003	oro - gold
TD3004	argento - silver
	284x183x17 mm
TD3010	argento - silver
	288x187x29 mm

**VASSOI PORTA STRUMENTI
MINI LISCI - COPERTOGLIO**
in alluminio anodizzato
**Aluminium solid mini
instrument trays lid**

TD3020	rosso - red
TD3021	blu - blue
TD3022	verde - green
TD3023	oro - gold
TD3024	argento - silver
	183x140x17 mm
TD3030	argento - silver
	187x145x25 mm

**VASCHETTE E INSERTI
in alluminio anodizzato**
**Aluminium instruments
basin and inserts**

TD3040	rosso - red
TD3041	blu - blue
TD3042	verde - green
TD3043	oro - gold
TD3044	argento - silver
	180x100x11 mm
TD3047	coperchio argento - silver lid
	182x103x13 mm
TD3050	49x26x10 mm
TD3051	59x49x10 mm
TD3053	49x26x10 mm
TD3054	59x49x10 mm

**VASSOI PORTA STRUMENTI
MAXI CON SUPPORTI
in alluminio anodizzato
Aluminium maxi
instrument trays with supports**

TD2925 liscio 284x183x17 mm
TD2926 liscio 384x183x17 mm

TD2900 forato 284x183x17 mm
TD2920 forato 384x183x17 mm




Lisci - Plain

Forati - perforated

**VASSOI PORTA STRUMENTI
MAXI FORATI - COPERCHIO
in alluminio anodizzato
Aluminium perforated
maxi instrument trays-lid**

TD3005 rosso - red
TD3006 blu - blue
TD3007 verde - green
TD3008 oro - gold
TD3009 argento - silver
TD3013 rylsan bianco - white
284x183x17 mm

TD3011 argento - silver
TD3014 rylsan bianco - white
288x187x29 mm




Vassoi - tray

Coperchio - lid

**VASSOI PORTA STRUMENTI MINI
FORATI - COPERCHIO
in alluminio anodizzato
Aluminium perforated
mini instrument trays-lid**

TD3020F rosso - red
TD3021F blu - blue
TD3022F verde - green
TD3023F oro - gold
TD3024F argento - silver
TD3025 rylsan bianco - white
183x140x17 mm

TD3026 argento - silver
TD3029 rylsan bianco - white
187x145x25 mm



Vassoi - tray

Coperchio - lid



440x184x17 mm

VASSOI MAGNUM
in alluminio anodizzato
Magnum aluminium trays

TD2921 forato - perforated

TD2922 liscio - solid



370x245x10 mm

VASSOIO LARGE
in alluminio anodizzato
Large aluminium trays

TD2928 forato - perforated




440x184x17 mm

VASSOIO MAGNUM
in acciaio inox
Magnum stainless steel trays

TD2927 forato - perforated

**RASTRELLIERE
PORTA STRUMENTI MAXI
in alluminio anodizzato
*Aluminium maxi insert frame***


TD3015 17 sedi - 17 instruments
 TD3016 10 sedi - 10 instruments
 TD3017 standard 11 sedi - 11 instruments
 TD3018 con tirante 11 sedi - 11 instruments



Maxi

**RASTRELLIERE
PORTA STRUMENTI MINI
in alluminio anodizzato
*Aluminium small insert frame***


TD3035 4 sedi - 4 instruments
 TD3036 8 sedi - 8 instruments
 TD3037 6 sedi - 6 instruments



Mini

**PORTE VASSOI
in alluminio anodizzato
*Aluminium tray rack***

TD3012 MAXI - 295x190x270 mm
 TD3028 MINI - 150x180x270 mm



PORTA VASSOI RYLSAN BIANCHI
White rylsan tray rack

TD3027




TD3019



TD3019 MAXI - 295x175x180 mm
 TD3027 MINI - 150x175x180 mm

VASSOI PORTA STRUMENTI MAXI
in acciaio inox
Stainless steel maxi instrument tray

TD3070F



TD3081

TD3080



TD3080F

TD3070

TD3070 vassoio liscio - standard tray
 TD3070F vassoio forato - perforated tray
 284x183x17 mm

TD3081 rastrelliera MAXI 11 sedi
 insert frame 11 instruments


TD3080 coperchio liscio - standard lid
 TD3080F coperchio forato - perforated lid
 288x187x29 mm

Vassoi - tray

Coperchio - lid

VASSOI PORTA STRUMENTI MINI
in acciaio inox
Stainless steel mini instrument tray

TD3090F



TD3082

TD3091



TD3091F

TD3090

TD3090 vassoio liscio - standard tray
 TD3090F vassoio forato - perforated tray
 183x140x17 mm

TD3082 rastrelliera MINI 8 sedi
 insert frame 8 instruments

TD3091 coperchio liscio - standard lid
 TD3091F coperchio forato - perforated lid
 187x145x25 mm

Vassoi - tray

Coperchio - lid

VASCHETTE PORTA STRUMENTI
in acciaio inox
Stainless steel instrument basin

TD3071



TD3071 MAXI - 200x150 mm
TD3072 MINI - 200x100 mm

BACINELLA INOX RENIFORME
in acciaio inox
Stainless steel kidney tray


TD3085 cm 18
TD3086 cm 20,5
TD3087 cm 25,5



CASSETTA PORTA STRUMENTI MAXI
in acciaio inox
*Stainless steel magnum Box
with clip*

TD3098
MAGNUM - 240x180x45 mm





CASSETTA PORTA STRUMENTI CON FASCIA in acciaio inox Stainless steel Box with band

TD3280 per una massima sterilizzazione
for a complete sterilization



Possibilità di inserti colorati
availability of coloured inserts

185x140x21 mm




CASSETTE PORTA STRUMENTI CON FASCIA in acciaio inox Stainless steel Box with band

TD3092 MINI - 185x100x21 mm
TD3093 MAXI - 280x185x21 mm
TD3094 MEDIO - 185x140x21 mm
TD3099 MINI - 140x100x21 mm



Possibilità di inserti colorati
availability of coloured inserts



CASSETTE PORTA STRUMENTI CON CERNIERA in acciaio inox Stainless steel Box with hinge

TD3095 MAXI - 250x180x22 mm
TD3096 MEDIO - 180x125x22 mm
TD3097 MINI - 180x65x22 mm
TD3320 MAXI - 250x170x22 mm



Possibilità di inserti colorati
availability of coloured inserts

**CASSETTE PORTA STRUMENTI
CON CLIP in acciaio inox
Stainless steel Box with clip**

TD3095 clip
MAXI - 250x180x22 mm
TD3096 clip
MEDIO - 180x125x22 mm
TD3097 clip
MINI - 180x65x22 mm



Possibilità di inserti colorati
availability of coloured inserts



Con clip

**CASSETTE PORTA STRUMENTI
CON FASCIA
in acciaio inox
Stainless steel Box with band**

TD3150
con fascia mobile
per una perfetta sterilizzazione
with movable band,
for a perfect sterilization

175x120x19 mm




Possibilità di inserti colorati
availability of coloured inserts




Con fascia




L-3113BLU 10 Pcs
L-3112BLU 8 Pcs




L-3111BLU



L-3113GIA 10 Pcs
L-3112GIA 8 Pcs



L-3113ROS 10 Pcs
L-3112ROS 8 Pcs



L-3111GIA



L-3111ROS



L-3113VER 10 Pcs
L-3112VER 8 Pcs



L-3111VER

**Ø 50 - h 70 mm****Ø 50 - h 40 mm****Ø 65 - h 70 mm****Ø 50 - h 40 mm**

PORTE COTONE
in alluminio anodizzato
Aluminium cotton dispenser

TD3250ROS	rosso - red
TD3250BLU	blu - blue
TD3250VER	verde - green
TD3250ORO	oro - gold
TD3250ARG	argento - silver
TD3250BIA	bianco - white


TD3265 argento - silver

PORTE RIFIUTI
in alluminio anodizzato
Aluminium waste container

TD3240ROS	rosso - red
TD3240BLU	blu - blue
TD3240VER	verde - green
TD3240ORO	oro - gold
TD3240ARG	argento - silver
TD3240BIA	bianco - white

TD3260 argento - silver

SIRINGHE ELASTOMERI
Elastomers syringes



TD2950 Siringa in alluminio anodizzato per elastomeri, fornita con 3 beccucci, oring di ricambio e spazzolino per la pulizia.

Elastomer dressing syringe,
 anodized aluminium, with 3
 tips, oring and brush
 for cleaning.


SUPPORTO UNIVERSALE
in plastica autoclavabile
Universal holder made of autoclavable plastic

TD2195 base nera inserti blu
 black tray blue inserts

TD2196 base grigia inserti rossi
 grey tray red inserts



TD2195



TD2196

64x46xh37 mm

autoclavable 121°

**SUPPORTO UNIVERSALE PER
 PUNTE ALTE PER IMPLANTOLOGIA**
in plastica autoclavabile
Universal holder made of autoclavable plastic for high implant

TD2197 base nera inserti blu
 black tray blue inserts

Altezza massima 45 mm
 Max height burs 45 mm



65x45x50 mm

PORTE FRESE COLORATI
Coloured burs holder

TD2150BLU porta frese RA blu
 blue RA burs holder


TD2150ROS porta frese FG rosso
 red FG BURS burs holder

TD2150VER porta frese FG-RA verde
 green FG-RA burs holder



83x50 mm

autoclavable 121°



SUPPORTO UNIVERSALE
in acciaio inox
Stainless steel universal holders

- | | |
|--------|----------------------------------|
| TD2180 | clip h 45 mm
5 places Ø 5 mm |
| TD2181 | clip h 45 mm
11 places Ø 2 mm |
| TD2182 | 6 places Ø 5 mm |
| TD2183 | clip h 35 mm
11 places Ø 2 mm |
| TD2184 | clip h 35 mm
5 places Ø 5 mm |
| TD2185 | clip h 45 mm
5 places Ø 2 mm |
| TD2186 | clip h 45 mm
6 places Ø 2 mm |
| TD2187 | clip h 65 mm
6 places Ø 2 mm |

SUPPORTO PORTA FRESE
in acciaio inox
Stainless steel mills holders

- TD2220 clip h 40
10 places Ø 2 mm



110x90x40 mm



L-3107



L-3107ROS



L-3107GIA



L-3114



L-3114ROS



L-3114GIA



L-3110



L-3110ROS



L-3107VER



L-3115



L-3116



BOX MEDIO PER IMPLANTOLOGIA
Medium Box for implantology

TD3370 Box medio per implantologia
 con inserti

Medium Box for implantology
 with inserts

117x82x48 mm



KIT PER IMPLANTOLOGIA
in acciaio inox
Stainless steel kit for implantology

TD3371 Box medio per implantologia
 con inserti

Medium Box for implantology
 with inserts

110x90x40 mm



KIT PER IMPLANTOLOGIA
in acciaio inox
Stainless steel kit for implantology

TD3372 Box medio per implantologia
 con inserti

Medium Box for implantology
 with inserts

150x97x48 mm

KIT PER IMPLANTOLOGIA
in acciaio inox
Stainless steel kit implantology

TD3350

Kit per implantologia in acciaio inox, con inserti di diverse misure, con posizionamento speciale per strumenti

Stainless steel kit for implantology, with inserts of different measures, with placement for instruments



145x142x47 mm



KIT PER IMPLANTOLOGIA
in acciaio inox
Stainless steel kit implantology

TD3360 34 inserti per 2.35
+ alloggio cricchetto

34 inserts for 2,35
+ place for dental ratchet



150x180x55 mm



KIT PER IMPLANTOLOGIA
in acciaio inox
Stainless steel kit implantology

TD3385 alloggio strumenti per
implantologia

kit for implantology



150x100x40 mm




PORTAIMPRONTE IMPRESSION TRAYS



Serie Maxi - Complete set

TD0048 Serie Maxi da 12 pezzi
Maxi set of 12 pieces

Serie Mini - Small set


TD0049 Serie Mini da 10 pezzi
Mini set of 10 pieces



TD 0075 TD 0071 TD 0076 TD 0072 TD 0077 TD 0073

Portaimpronte parziali per ponti e corone
Impression trays for crown and bridge-work

**PORTAIMPRONTE NON FORATE
IN ACCIAIO INOX,
SENZA BORDINO RITENTIVO**
***Solid stainless steel impression trays
without retention rim***

**Misure/Sizes**

TD 0050 TD 0051 TD 0052 TD 0053 TD 0054 TD 0055

66	67	68	72	73	74	
50	51	55	56	59	64	



TD 0060 TD 0061 TD 0062 TD 0063 TD 0064 TD 0065

68	70	72	78	79	80	
52	54	56	57	59	63	

PORTAIMPONTE FORATE



IN ACCIAIO INOX,

SENZA BORDINO RITENTIVO

**Perforated stainless steel impression tray
without retention rim**

TD 0100 TD 0101 TD 0102 TD 0103 TD 0104 TD 0105

66	67	68	72	73	74
50	51	55	56	59	64

**Serie Maxi - Complete set**TD0098 Serie Maxi da 12 pezzi
Maxi set of 12 pieces**Serie Mini - Small set**TD0099 Serie Mini da 10 pezzi
Mini set of 10 pieces

TD 0125 TD 0121 TD 0126 TD 0122 TD 0127 TD 0123

Portaimpronte parziali per ponti e corone
Impression trays for crown and bridge-work**Misure/Sizes****L0 L1 L2 L3 L4 L5**

TD 0110 TD 0111 TD 0112 TD 0113 TD 0114 TD 0115

68	70	72	78	79	80
52	54	56	57	59	63



**Serie Maxi - Complete set**

TD0128 Serie Maxi da 12 pezzi
Maxi set of 12 pieces

Serie Mini - Small set

TD0129 Serie Mini da 10 pezzi
Mini set of 10 pieces



TD 0176D TD 0176A TD 0176E TD 0176B TD 0176F TD 0176C

Portaimpronte parziali per ponti e corone
Impression trays for crown and bridge-work

**PORTAIMPRONTE FORATE
IN ACCIAIO INOX,
CON BORDINO RITENTIVO**
*Perforated stainless steel
impression trays
with retention rim*

Misure/Sizes

U0	U1	U2	U3	U4	U5
TD 0130	TD 0131	TD 0132	TD 0133	TD 0134	TD 0135
66	67	68	72	73	74

50	51	55	56	59	64
----	----	----	----	----	----


L0	L1	L2	L3	L4	L5
TD 0140	TD 0141	TD 0142	TD 0143	TD 0144	TD 0145
68	70	72	78	79	80

68	70	72	78	79	80
52	54	56	57	59	63

**PORTAIMPRONTE NON FORATE
IN ACCIAIO INOX,
CON BORDINO RITENTIVO**
*Solid stainless steel
impression tray
with retention rim*




Serie Maxi - Complete set



TD0158 Serie Maxi da 12 pezzi
Maxi set of 12 pieces

Serie Mini - Small set



TD0159 Serie Mini da 10 pezzi
Mini set of 10 pieces



TD 0176P TD 0176M TD 0176Q TD 0176N TD 0176R TD 0176O

Portaimpronte parziali per ponti e corone
Impression trays for crown and bridge-work

Misure/Sizes




TD 0160 TD 0161 TD 0162 TD 0163 TD 0164 TD 0165

66	67	68	72	73	74	
50	51	55	56	59	64	




TD 0170 TD 0171 TD 0172 TD 0173 TD 0174 TD 0175

68	70	72	78	79	80	
52	54	56	57	59	63	

Serie Maxi - Complete set

TD0177A Serie Maxi da 12 pezzi
Maxi set of 12 pieces


Serie Mini - Small set

TD0177B Serie Mini da 10 pezzi
Mini set of 10 pieces

PORTAIMPRONTE FORATE IN ACCIAIO INOX "ANATOMIC" SENZA BORDINO RITENTIVO
"ANATOMIC" perforated stainless steel impression trays without retention rim




Misure/Sizes



TD 0177C TD 0177D TD 0177E TD 0177F TD 0177G TD 0177H

61	64	66	69	71	73
47	51	53	57	60	62



TD 0177I TD 0177L TD 0177M TD 0177N TD 0177O TD 0177P

55	60	72	74	76	78
47	49	54	57	59	61



**PORTAIMPRONTE NON FORATE
IN ACCIAIO INOX "ANATOMIC",
SENZA BORDINO RITENTIVO
"ANATOMIC" solid stainless steel
impression tray without retention rim**




Serie Maxi - Complete set



TD0178A Serie Maxi da 12 pezzi
Maxi set of 12 pieces

Serie Mini - Small set



TD0178B Serie Mini da 10 pezzi
Mini set of 10 pieces

Misure/Sizes

U1	U2	U3	U4	U5	U6
TD0178C	TD0178D	TD0178E	TD0178F	TD0178G	TD0178H

61	64	66	69	71	73
47	51	53	57	60	62

L1 L2 L3 L4 L5 L6



TD0178I TD0178L TD0178M TD0178N TD0178O TD0178P


55	60	72	74	76	78
47	49	54	57	59	61

Serie Maxi - Complete set

TD0198

Serie Maxi da 12 pezzi
Maxi set of 12 pieces

**PORTAIMPRONTE FORATE
IN ALLUMINIO,
SENZA BORDINO RITENTIVO**
*Perforated aluminium impression trays
without retention rim*

Serie Mini - Small set

TD0199

Serie Mini da 10 pezzi
Mini set of 10 pieces

TD0225 TD0221 TD0226 TD0222 TD0227 TD0223

Portaimpronte parziali per ponti e corone
Impression trays for crown and bridge-work

Misure/Sizes



TD0200 TD0201 TD0202 TD0203 TD0204 TD0205

63	69	72	74	75	83
44	47	48	50	53	58



TD0210 TD0211 TD0212 TD0213 TD0214 TD0215

66	69	71	73	75	78
55	56	57	58	62	64

**PORTAIMPONTE RYLSAN FORATE
COLORATE**
**Perforated coloured Rylsan
impression trays**



Serie Maxi - Complete set



TD0278

Serie Maxi da 12 pezzi
Maxi set of 12 pieces

Serie Mini - Small set



TD0279

Serie Mini da 10 pezzi
Mini set of 10 pieces

Misure/Sizes

U0	U1	U2	U3	U4	U5
TD0280	TD0281	TD0282	TD0283	TD0284	TD0285
63	69	72	74	75	83

63 69 72 74 75 83

44	47	48	50	53	58
44	47	48	50	53	58

44 47 48 50 53 58



TD0290	TD0291	TD0292	TD0293	TD0294	TD0295
66	69	71	73	75	78
55	56	57	58	62	64


66 69 71 73 75 78

55 56 57 58 62 64





**PORTAIMPRONTE NON FORATE
IN ACCIAIO INOX
PER PROTESI DENTALI**
*Solid complete denture
stainless steel impression trays*



TD0000 Serie da 11 pezzi
 Set of 11 pieces


TD0011	TD0012	TD0013	TD0014	TD0015	
60	63	68	69	78	
51	52	58	59	63	

TD0001	TD0002	TD0003	TD0004	TD0005	TD0006	
60	67	70	74	75	79	
51	52	54	55	55	56	

Misure/Sizes



**PORTAIMPRONTE FORATE
IN ACCIAIO INOX
PER PROTESI DENTALI**
*Perforated complete denture
stainless steel impression trays*



TD0020 Serie da 11 pezzi
 Set of 11 pieces

TD0031	TD0032	TD0033	TD0034	TD0035	
60	63	68	69	78	
51	52	58	59	63	

TD0021	TD0022	TD0023	TD0024	TD0025	TD0026	
60	67	70	74	75	79	
51	52	54	55	55	56	

Misure/Sizes



**PORTAIMPRONTE FORATE
IN ACCIAIO INOX
PER PROTESI DENTALI**
*Perforated complete denture
stainless steel impression trays*



TD0180 Serie da 6 pezzi
 Set of 6 pieces

TD0181	TD0182	TD0183	
78	82	83	
57	62	63	

TD0185	TD0186	TD0187	
75	76	77	
62	63	67	

Misure/Sizes

**PORTAIMPRONTE MONOUSO
IN POLIESTERE**
*Disposable polyester
impression trays*

Portaimpronte monouso in poliestere
 Disposable polyester impression trays

Kit 24 Pcs

TD0361	L1	TD0371	U1
TD0362	L2	TD0372	U2
TD0363	L3	TD0373	U3
TD0364	L4	TD0374	U4

- TD0365 parziale destro L1
 L1 partial right
- TD0366 parziale sinistro L1
 L1 partial left
- TD0367 parziale destro L2
 L2 partial right
- TD0368 parziale sinistro L2
 L2 partial left




**PORTAIMPRONTE
IN POLICARBONATO
AUTOCLAVABILI (A 134°)
PER BOCCHE DENTATE**
*Standard polycarbonate
autoclavable
(at 134°) impression trays*



TD0350

Serie da 12 pezzi
Set of 12 pieces

U1, U2, U3, U4,
L1, L2, L3, L4



**PORTAIMPRONTE PER
EDENTULI IN POLICARBONATO**
**Complete denture polycarbonate
impression trays**

Portaimpronte in policarbonato autoclavabili (a 134°C) studiate per bocche edentule o parzialmente dentate.

Polycarbonate autoclavable (at 134°) perforated impression trays for edentulous or partially toothed bites.

TD 0300

Set di 24 pezzi - set of 24 pieces

U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7
L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9,
L10, L11, L12, L13
U1P, U2P, L1C, L2C

Con compasso - with compass

TD 0301

Set di 7 pezzi - set of 7 pieces

U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7

TD 0302

Set di 13 pezzi - set of 13 pieces

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9,
L10, L11, L12, L13

TD 0303

Set di 4 pezzi - set of 4 pieces



U1P, U2P, L1C, L2C




**STRUMENTI
MANICO LISCIO
ACCIAIO INOX**

**INSTRUMENTS
WITH SMOOTH
HANDLE
STAINLESS STEEL**





SONDE INOX MANICO LISCIO
Stainless steel Explorers with smooth handle


SONDE INOX DOPPIE MANICO LISCIO
Stainless steel double-ended Explorers with smooth handle




SONDE INOX MILLIMETRICHE PARODONTALI CON MANICO LISCIO LASER SYSTEM
Stainless steel periodontal pocket probes with smooth handle laser system




SONDE INOX MILLIMETRICHE PARODONTALI DOPPIE CON MANICO LISCIO
Stainless steel periodontal pocket probes double-ended with smooth handle



COMBINAZIONE SONDE/ SONDE MILLIMETRICHE CON MANICO LISCIO
Stainless steel combination Explorers-probes with smooth handle

STRUMENTI INOX PER TRATTAMENTI CANALARI CON MANICO LISCIO
Stainless steel endodontic instruments with smooth handle



Luks Ø 0,7
TD4152/A

Luks Ø 0,9
TD4153/A


Luks Ø 1,1
TD4154/A

Vertical Condenser
Ø 0,6
TD4151

Vertical Condenser
Ø 0,7
TD4152

Vertical Condenser
Ø 0,9
TD4153

Vertical Condenser
Ø 1,1
TD4154



Luks Ø 0,6
TD4151/A

Spreader
TD4131

Spreader
TD4132

Spreader
TD4133


Spreader
TD4134


Spreader
TD4135


Spreader
TD4136

Spreader
TD4137

TD5150
piastra millimetrata
measuring plate



SPATOLE HEIDEMANN INOX CON MANICO LISCIO
Stainless steel Heidemann separating spatulas

OTTURATORI INOX CON MANICO LISCIO
Stainless steel filling instruments with smooth handle

OTTURATORI INOX CON MANICO LISCIO
Stainless steel filling instruments with smooth handle

Pallina n. 4
TD4227



n. 5
TD4228



Cono lungo
TD4231



Piatto n. 1
TD4236



Piatto n. 2
TD4237



Piatto n. 3
TD4238



Piatto n. 4
TD4239



n. 1 Campana
TD4232



n. 2 Campana
TD4233




Piatto n. 1
TD4240




Piatto n. 2
TD4241



n. 3 Piatto
TD4242

STRUMENTI INOX PER OTTURAZIONI PLASTICHE CON MANICO LISCIO
Stainless steel plastic filling instruments with smooth handle


STRUMENTI INOX PER OTTURAZIONI PLASTICHE CON MANICO LISCIO
Stainless steel plastic filling instruments with smooth handle

ESCAVATORI INOX CON MANICO LISCIO
Stainless steel excavator with smooth handle


STRUMENTI MANICO ANATOMICO ACCIAIO INOX

INSTRUMENTS WITH ANATOMOMIC HANDLE STAINLESS STEEL






SONDE INOX CON MANICO ANATOMICO
Stainless steel Explorers with anatomic handle


SONDE INOX DOPPIE CON MANICO ANATOMICO
Stainless steel double-ended Explorers with anatomic handle



SONDE INOX MILLIMETRICHE PARODONTALI CON MANICO ANATOMICO
Stainless steel periodontal pocket probes with anatomic handleMerrit A
TD5102Merrit B
TD5103Goldman Fox
TD5104Williams
TD5101University of
Michigan
TD5105n. 26G
TD5106n. 26G/A
TD5107A




SONDE INOX MILLIMETRICHE PARODONTALI CON MANICO ANATOMICO LASER SYSTEM
Stainless steel periodontal pocket probes with anatomic handle laser systemTD5108ACP15
CP15
Laser systemTD5108
CP12
Laser systemTD5109
CP11
Laser systemTD5107ACP15
n° 26G/A CP15
Laser systemTD5110
CP12
Laser systemTD5110C
CPC
Laser systemTD5110S
CP12S
Laser system

SONDE INOX MILLIMETRICHE PARODONTALI DOPPIE CON MANICO ANATOMICO
Stainless steel periodontal pocket probes with anatomic handle

COMBINAZIONE SONDE/SONDE MILLIMETRICHE CON MANICO ANATOMICO
Stainless steel combination explorer-probes with anatomic handle


Goldman Fox
n. 23
TD5139

STRUMENTO INOX PER TRATTAMENTI CANALARI CON MANICO ANATOMICO
Stainless steel endodontic instruments with anatomic handle



TD5150
piastra millimetrata
measuring plate

SPATOLE HEIDEMANN INOX CON MANICO ANATOMICO
Stainless steel heidemann separating spatulas with anatomic handle



SPATOLE INOX PER CEMENTI
Stainless steel spatula for cements

Fig. 0 - Punta Doppia
TD17004



Fig. 1 - Punta Doppia
TD17003




Fig. 2 - Punta Doppia
TD17002





Fig. 3 - Punta Doppia
TD17001



Fig. 00
Punta Doppia
TD17005

OTTURATORI INOX CON MANICO ANATOMICO
Stainless steel filling instruments with anatomic handle

OTTURATORI INOX CON MANICO ANATOMICO
Stainless steel filling instruments with anatomic handle

STRUMENTI INOX PER OTTURAZIONI PLASTICHE CON MANICO ANATOMICO
Stainless steel plastic filling instruments with anatomic handle

STRUMENTI INOX PER OTTURAZIONI PLASTICHE CON MANICO ANATOMICO
Stainless steel plastic filling instruments with anatomic handle

Aplicatore sottofondo
Spatola piccola
coltello n. 1
TD5088



Aplicatore sottofondo
Spatola piccola
piana n. 1
TD5087



Otturatore dritto
Spatola piccola
piana n. 1
TD5089



Otturatore dritto
Spatola piccola
piana n. 2
TD5090



Otturatore dritto
Spatola piccola
piana n. 3
TD5091



Otturatore dritto
Spatola piccola
coltello n. 1
TD5092



Otturatore dritto
Spatola piccola
coltello n. 2
TD5093



Otturatore dritto
Spatola piccola
coltello n. 3
TD5094



n. 1A
TD5171/A



n. 2A
TD5172/A





n. 3A
TD5173/A



TD5174



ESCAVATORI INOX CON MANICO ANATOMICO
Stainless steel excavator with anatomic handle

CURETTES INOX CON MANICO ANATOMICO
Stainless steel curettes with anatomic handle

CUCCHIAI ALVEOLARI HEMINGWAY INOX CON MANICO ANATOMICO
Stainless steel alveolar spoon with anatomic handle



Cucchiaio alveolare
Hemingway N°1
TD5201



Cucchiaio
alveolare
Hemingway
N°2
TD5202



Cucchiaio
alveolare
Hemingway
N°3
TD5203



Cucchiaio
alveolare
Hemingway
N°4
TD5204

STRUMENTI MANICO VUOTO INSTRUMENTS WITH EMPTY HANDLE



SONDE INOX CON MANICO VUOTO
Stainless steel Explorers with empty handlen. 5
TD15005n. 6
TD15006n. 8
TD15008n. 8A
TD15008/An. 9
TD15009n. 10
TD15010n. 2
TD15002n. 11
TD15011n. 12
TD15012n. 16
TD15016n. 17
TD15017n. 23
TD15023


SONDE INOX DOPPIE CON MANICO VUOTO
Stainless steel double-ended Explorers with empty handle



n. 17/23
TD15025



n. 12/23
TD15026



n. 23/16
TD15027




n. 17/16
TD15028




n. 12/16
TD15029



n. 17/6
TD15030



n. 26/3
TD15031



n. 17/23
TD15025

SONDE INOX MILLIMETRICHE PARODONTALI CON MANICO ANATOMICO
Stainless steel periodontal pocket probes with empty handleMerrit A
TD15102Merrit B
TD15103Goldman Fox
TD15104Williams
TD15101University of
Michigan
TD15105n. 26G
TD15106n. 26G/A
TD15107

SONDE INOX MILLIMETRICHE PARODONTALI CON MANICO VUOTO LASER SYSTEM
Stainless steel periodontal pocket probes with empty handle laser system

TD15108ACP15
CP15
Laser system



TD15108
CP12
Laser system



TD15109
CP11
Laser system



TD15107ACP15
n° 26G/A CP15
Laser system



TD15110
CP12
Laser system



TD15110C
CPC
Laser system



TD15110S
CP12S
Laser system

SONDE INOX MILLIMETRICHE PARODONTALI DOPPIE CON MANICO VUOTO
Stainless steel periodontal pocket probes with empty handle




Goldman Fox
Williams
TD15111




Goldman Fox
Merrit B
TD15112




Goldman Fox
University of Michigan
TD15113

COMBINAZIONE SONDE/SONDE MILLIMETRICHE CON MANICO VUOTO
Stainless steel combination explorer-probes with empty handle

STRUMENTO INOX PER TRATTAMENTI CANALARI CON MANICO VUOTO
Stainless steel endodontic instruments with empty handle




Luks Ø 0,6
TD15151/A




TD5150
piastra millimetrata
measuring plate


SPATOLE HEIDEMANN INOX CON MANICO VUOTO
Stainless steel heidemann separating spatulas with empty handle




OTTURATORI INOX CON MANICO VUOTO
Stainless steel filling instruments with empty handle

OTTURATORI INOX CON MANICO VUOTO
Stainless steel filling instruments with empty handle

STRUMENTI INOX PER OTTURAZIONI PLASTICHE CON MANICO VUOTO
Stainless steel plastic filling instruments with empty handle


STRUMENTI INOX PER OTTURAZIONI PLASTICHE CON MANICO VUOTO
Stainless steel plastic filling instruments with empty handle

ESCAVATORI INOX CON MANICO VUOTO
Stainless steel excavator with empty handle

STRUMENTI MANICO COLORATO

INSTRUMENTS WITH COLOURED HANDLE



SONDE CON MANICO COLORATO ULTRALEGGERO
Explorers with coloured handle

AUTOCLAVABLE 135°

SONDE CON MANICO COLORATO ULTRALEGGERO
Explorers with coloured handle




n. 23/16
TD8027

AUTOCLAVABLE 135°

DENTAL MARKET

SONDE MILLIMETRICHE PARODONTALI CON MANICO COLORATO ULTRALEGGERO
Periodontal pocket probes with coloured handleMerrit A
TD8102Merrit B
TD8103Goldman Fox
TD8104Williams
TD8101University of Michigan
TD8105n. 26G
TD8106n. 26G/A
TD8107

SONDE MILLIMETRICHE PARODONTALI DOPPIE CON MANICO COLORATO ULTRALEGGERO
Periodontal pocket probes with coloured handle



Goldman Fox Williams
TD8111


AUTOCLAVABLE 135°

DENTAL MARKET

COMBINAZIONE SONDE/SONDE MILLIMETRICHE CON MANICO COLORATO ULTRALEGGERO
Combination explorer -probes with coloured handle

AUTOCLAVABLE 135°

STRUMENTI PER TRATTAMENTI CANALARI CON MANICO COLORATO ULTRALEGGERO
Endodontic instruments with coloured handle



Luks
Ø 0,7
TD8152A

Luks
Ø 0,9
TD8153A


Luks
Ø 1,1
TD8154A

Vertical
Condenser
Ø 0,6
TD8151

Vertical
Condenser
Ø 0,7
TD8152

Vertical
Condenser
Ø 0,9
TD8153

Vertical
Condenser
Ø 1,1
TD8154



Luks Ø 0,6
TD8151/A

Spreader
TD8131


Spreader
TD8132

Spreader
TD8133

Spreader
TD8134

Spreader
TD8135

Spreader
TD8136




TD5150
piastra millimetrata / measuring plate

AUTOCLAVABLE 135°

SPATOLE HEIDEMANN CON MANICO COLORATO ULTRALEGGERO
Heidemann separating spatulas with coloured handle



AUTOCLAVABLE 135°


OTTURATORI CON MANICO COLORATO ULTRALEGGERO
Filling instruments with coloured handle


AUTOCLAVABLE 135°

STRUMENTI PER OTTURAZIONI PLASTICHE CON MANICO COLORATO ULTRALEGGERO
Plastic filling instruments with coloured handle




AUTOCLAVABLE 135°

STRUMENTI PER OTTURAZIONI PLASTICHE CON MANICO COLORATO ULTRALEGGERO
Plastic filling instruments with coloured handle

ESCAVATORI CON MANICO COLORATO ULTRALEGGERO
Excavators with coloured handle

AUTOCLAVABLE 135°

CURETTES CON MANICO COLORATO ULTRALEGGERO
Curettes with coloured handle

n. 1/2
TD8260

AUTOCLAVABLE 135°


DENTAL MARKET

STRUMENTARIO CHIRURGICO ACCIAIO INOX

SURGICAL INSTRUMENTS STAINLESS STEEL



MANICI E SPECCHIETTI / Handles and mirrors

TD4900
n. 5 pianoTD4901
n. 4 pianoTD4902
n. 6 pianoTD4905
n° 4 RodioTD4906
n° 5 Rodioriflessione sul fondo
dello specchietto

RHODIUM

TD5001
Manico inox anatomico
Anatomic handleTD5000
Manico inox ottagonale
Octagonal handleTD4999
Manico inox rotondo liscio
Smooth handleTD8000
Manico colorato (autoclavabile max. 135°)
Colored handle (autoclavable max 135°)

DIVARICATORI / Retractor

Columbia cm 14
TD13302



Langenbeck cm 21
Divaricatore grande
TD13305



Langenbeck cm 21
Divaricatore piccolo
TD13306

PINZETTE PER MEDICAZIONE E SCOLLAPERIOSTEI
Dressing tweezers and periosteal elevator



Meriam
cm 16
TD13001

College
cm 15
TD13002

Scollaperiostio
Freer
TD14001

Scollaperiostio
Prichard
TD14003

Scollaperiostio
Molt
TD14005

Scollaperiostio
Williger tagliente
14 cm
TD13307

Scollaperiostio
Williger smusso
16 cm
TD13308

MANICI PER BISTURI
Bistouri handle

Rotondo
fig. 5
TD12102

Rotondo
fig. 5/A
TD12103

fig. 7
TD12101

fig. 3
millimetrato
TD12105

fig. 3
TD12104

FORBICI / Scissor



TD13100 - iris dritte



TD13101 - iris curve



TD12802 - Goldman Fox dritte



TD12801 - Goldman Fox curve

TD12701
Beebee dritteTD12700
Beebee curveTD12706
Noyes-Castroviejo dritteTD12705
Noyes-Castroviejo curve

PORTE AGHI /Needle holders

TD12809
Castroviejo cm 14 retto



TD12808
Castroviejo cm 14 curvo



TD12806
Mayo-Hegar cm 16



TD12812
Crile-Wood cm 15



TD12805
Mathieu
cm 14



TD12809TC
Castroviejo
cm 14 retto
Tungsten Carbide



TD12808TC
Castroviejo
cm 14 curvo
Tungsten Carbide



TD12806TC - Mayo-Hegar cm 16
Tungsten Carbide



TD12812TC - Crile-Wood cm 15
Tungsten Carbide



TD12805TC - Mathieu cm 14
Tungsten Carbide

PINZE EMOSTATICHE / *Haemostatic forceps*



TD12903
Halstead - Mosquito
cm 12 - retta


TD12900
Halstead - Mosquito
cm 12 - curva - 1x2 denti



TD12902
Halstead - Mosquito
cm 12 - curva



TD12901
Halstead - Mosquito
cm 12 - retta - 1x2 denti

PINZE OSSIVORE / Bones forceps



TD14310 - Pinza ossivora Friedman



TD14312 - Pinza ossivora Beyer con snodi

LEVE PER RADICI / Roots elevators

TD12001 - Flohr 1



TD12002 - Flohr 2



TD12003 - Flohr 2 Apicale



TD12004 - Flohr 4 Apicale



TD12006 - Flohr - Hylin 6 Apicale



TD12005 - Flohr - Hylin 5 Apicale



TD12007 - Bein 2 mm



TD12008 - Bein 3 mm



TD12009 - Bein 4 mm



TD12010 - Bein 2 mm



TD12011 - Bein 3 mm



TD12012 - Bein 4 mm



TD12013 - Bein 2 mm



TD12014 - Bein 3 mm



TD12015 - Bein 4 mm



TD12028 - Cryer 26



TD12029 - Cryer 25



TD12030 - Cryer 45



TD12031 - Cryer 44

PINZE PER FRAMMENTI / Root fragment forceps

TD14315 - Stieglitz per frammenti di radici superiori



TD14316 - Stieglitz per frammenti di radici inferiori

PINZE PER ESTRAZIONE / Forceps for extraction

TD11004 - Fig. 7 per premolari superiori



TD11014 - Fig. 17 per molari superiori - Lato sinistro



TD11001 - Fig. 1 per incisivi e canini superiori



TD11002 - Fig. 2 per incisivi e canini superiori



TD11015 - Fig. 18 per molari superiori - Lato destro



TD11010 - Fig. 67 per denti del giudizio superiori



TD11007 - Fig. 51 per radici superiori



TD11008 - Fig. 51A per radici superiori



TD11003 - Fig. 4 per incisivi e canini inferiori



TD11005 - Fig. 13 per premolari inferiori



TD11016 - Fig. 21 per molari inferiori



TD11017 - Fig. 22 per molari inferiori



TD11028 - Fig. 86 per molari inferiori



TD11026 - Fig. 79 per denti del giudizio inferiori



TD11020 - Fig. 33 per radici inferiori



TD11012- Fig. 74 per radici inferiori



TD11022 - Fig. 45 per radici inferiori



TD11023 - per separare Fig. 54 per superiori



TD11024 - per separare Fig. 56 per inferiori

PORTA MATRICI / Matrix retainers

TD11030 - Tofflemire porta matrici universale - Tofflemire universal matrix retainer




TD11031 Nystrom porta matrici destra - Nystrom matrix retainer right



TD11032 Nystrom porta matrici sinistra - Nystrom matrix retainer left

FRESE DIAMANTATE DIAMOND BURS



CODIFICA NUMERICA ISO DEGLI STRUMENTI DIAMANTATI
• ISO Numbering System


ISO 806 314 257 524 018

○ VELOCITÀ DI ROTAZIONE / ROUND SPEEDS		
DIAMETRO PEZZO LAVOR. ISO ø (1/10 mm)	MAX N. GIRI (min ⁻¹)	N. GIRI CONSI- GLIATO (min ⁻¹)
007 - 010	450.000	100.000 - 220.000
012 - 014	450.000	70.000 - 220.000
016 - 018	450.000	55.000 - 160.000
021 - 023	300.000	40.000 - 120.000
025 - 027	160.000	35.000 - 110.000
029 - 031	140.000	30.000 - 95.000
033 - 040	120.000	25.000 - 75.000
042 - 050	95.000	15.000 - 60.000
055 - 070	60.000	12.000 - 40.000
080 - 100	45.000	10.000 - 20.000
N. DI GIRI CONSIGLIATO PER LE GRANE F e SF		
F	40.000	10.000 - 20.000
SF	30.000	8.000 - 15.000

A

Materiale della Parte Lavorante
Material of the working part

806 =Diamante, legante metallico galvanico
806 = Diamond, galvanic metal bond

B

Tipo di attacco
Shank and overall length

314 = FG attacco standard da 19mm e ø 1,6 mm
314 = FG Shank standard 19mm, ø 1.60mm

C

Forma della frese in base (ISO 6360-2)
Shape (ISO 6360-2)

257= Football
257= Pointed Bud

D

Granulometria di lavorazione
Grit size/cut

524 = Granulometria dimensioni standard
524 = Grit size standard

E

Dimensione Nominale
Nominal size

ISO 2157 Larghezza del diametro della parte lavorante (1/10 mm) 018 =Size1.8mm
ISO 2157 Largest head diameter of the working part (1/10 mm) 018 =Size1.8mm

TIPO DI ATTACCO / DATA OF SHANKS

TIPOLOGIA / TYPES	Ø		ISO
FG	1,6 mm	19 mm	314
FGL	1,6 mm	21 mm	315
FGXL	1,6 mm	25 mm	316
RA / CA / W	2,35 mm	22 mm	204
HP / HP / H	2,35 mm	44,5 mm 1	04

DIMENSIONI GRANULOMETRIA DIAMANTE

- Diamond grit sizes*

DIMENSIONI GRANULOMETRIA		DIAMANTE • DIAMOND Grit Siz	ES			
granulometria grit definition grain korndefinition	abbreviazione abbreviation abréviation abkürzung r	dimensioni grani / µ grit size / µ granulométrie / µ korn Grösse / µ	colore anello ring markings code couleur ingmarkierung	Nº ISO ISO No. no ISO ISO Nr.		
super grossa super - coarse extra gros supergrob	SG		181		nero black noir schwarz	544
grossa coarse gros grob	G		151		verde green vert grün	534
media medium standard standard	M		107		- - -	524
fine fine fin fein	F		40		rosso red rouge rot	514
super fine super - fine extra fin superfein	SF		20		giallo yellow jaune gelb	504

PITT OGRAMMA / PIC TOGRAPHS

Preparazione cavità
Cavity preparationPreparazione coronarie
Crown preparationLavorazione su otturazione
Working on fillingsRimuovi Otturazione
Removal of old fillingsNumero ISO
ISO No.Riferimento ordine prodotto
Order No.Velocità di Rotazione consigliata
Speed recommendation
otp.Velocità di rotazione MAX
Maximum permissible speed
max.Numero di frese per scatolina
Number of pieces per boxESEMPIO ORDINE / ORDER EXAMPLE
EXEMPLE DE COMMANDE / BESTELLEBEISPIEL**801 (001)**Pallina
Spherical (Round)
Boule
Kugelförmig (rund)

016





Diam./Size/ Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh. /Length/Longueur /Länge in mm

Shank No. ISO ORDER NO TEKA

 FG 806 314 001 524 ...**801...M****016****ORDINE****801 016 M**

1-2-3: GR UPPO / GROUP E







860

850

847

859



878K


879

837

886

801 (001)

5

Diam./Size $\varnothing \frac{1}{10}$ mm



Lungh./Length m

Shank	[IS]	[EF] ORDINE N°
<input type="checkbox"/> FG	806 314 001 524 ...	801...M
<input checked="" type="checkbox"/> FG	806 314 001 544 ...	801...SG
<input type="checkbox"/>	806 314 001 534 ...	801...G
<input type="checkbox"/>	806 314 001 514 ...	801...F
<input type="checkbox"/>	806 314 001 504 ...	801...SF

008 010 012 014 016 018 021 023 025 029

010₁ 012₁ 014₁ 016₁ 018₂ 021₂ 023₂ 025₂ 029₂014₂ 016₂ 018₂ 021₂ 023₂ 025₂ 029₂012₂ 014₂ 016₂ 018₂ 021₂ 023₂ 025₂ 029₂008₂ 010₂ 012₂ 014₂ 016₂ 018₂ 021₂ 023₂ 025₂ 029₂012₂ 014₂ 016₂ 018₂ 021₂ 023₂ 025₂ 029₂**801L (697)**


5



014 016 018 023 027

014₂ 016₂ 018₂ 023₂ 027₂014₃ 016₃ 018₃ 023₃ 027₃014₃ 016₃ 018₃ 023₃ 027₃**802 (002)**

5



008 010 012 014 016 018 023

2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45

010₁ 012₁ 014₁ 016₁ 018₂ 023₂014₂ 016₂ 018₃ 023₃014₂ 016₂ 018₃ 023₃008₂ 014₂ 016₂**805 (010)**

5



008 010 012 014 016 018 021 023


1,0 1,0 1,2 1,6 1,6 1,6 1,9 2,5

010₁ 012₁ 014₁ 016₁ 018₂ 021₂ 023₂014₂ 016₂ 018₃ 021₃ 023₃012₂ 014₂ 016₂ 018₃ 021₃008₂ 014₂ 016₂

* 1-2-3: GRUPPO / GROUP

806 (019)

Cono rovesciato con collare
Inverted cone collar




Diam./Size	$\varnothing \frac{1}{10} \text{ mm}$
Lungh . / Length	in mm
Shank	[IS] [EF] ORDINE N°
<input type="checkbox"/> FG	806 314 019 524 ... 806...M
<input checked="" type="checkbox"/> FG	806 314 019 544 ... 806...SG
<input type="checkbox"/> FG	806 314 019 534 ... 806...G

010	012	016	018	010 ₁	012 ₁	014 ₁	016 ₁	018 ₂	023 ₂
						014 ₂	016 ₂	018	
					012 ₂	014 ₂	016 ₂	018	023

807 (225)

Cono rovesciato
Inverted Cone




Diam./Size	$\varnothing \frac{1}{10} \text{ mm}$
Lungh . / Length	in mm
Shank	[IS] [EF] ORDINE N°
<input type="checkbox"/> FG	806 314 225 524 ... 807...M
<input checked="" type="checkbox"/> FG	806 314 225 544 ... 807...SG
<input type="checkbox"/> FG	806 314 225 534 ... 807...G
<input type="checkbox"/> FG	806 314 225 514 ... 807...F

012	016	018	021	012 ₁	014 ₁	016 ₁	018 ₂	021 ₂	023 ₂
					014 ₂	016 ₂			
					012 ₂	014 ₂	016 ₂	018	021
					012 ₂	016 ₂			

811 (038)

Barile
Barrel




Diam./Size	$\varnothing \frac{1}{10} \text{ mm}$
Lungh . / Length	in mm
Shank	[IS] [EF] ORDINE N°
<input type="checkbox"/> FG	806 314 038 524 ... 811...M
<input checked="" type="checkbox"/> FG	806 314 038 544 ... 811...SG
<input type="checkbox"/> FG	806 314 038 534 ... 811...G

033	040
4,2	4,2
033 ₃	031 ₃
033 ₃	040 ₃
033 ₃	031 ₃

**813 (032)**

Fresa per amalgama
Amalgam Remover




Diam./Size	$\varnothing \frac{1}{10} \text{ mm}$
Lungh . / Length	in mm
Shank	[IS] [EF] ORDINE N°
<input type="checkbox"/> FG	806 314 032 524 ... 813... M
<input checked="" type="checkbox"/> FG	806 314 032 544 ... 813... SG
<input type="checkbox"/> FG	806 314 032 534 ... 813... G

012	014	016	018
1,5	1,5	2,0	2,0
012 ₂	014 ₂	016 ₂	018 ₂
		016 ₃	018 ₃

* 1-2-3: GR UPPO / GROUP

813L (523)

5

Fresa per amalgama
Amalgam Remover

Diam./Size ø 1/10 mm

014 016

Lungh./Length in mm

3,0 3,0

Shank ISO REF ORDINE N°

 FG 806 314 523 524 ... 813...M FG 806 314 523 534 ... 813L...G FG 806 314 523 534 ... 813L...G014₃ 016₃014₃ 016₃**815 (040)**

5

Ruota
Wheel

Diam./Size ø 1/10 mm

016 018 023 027


Lungh./Length in mm

0,7 0,7 0,8 1,0

Shank ISO REF ORDINE N°

 FG 806 314 040 524 ... 815...M FG 806 314 040 534 ... 815...G FG 806 314 040 534 ... 815...G016₃ 018₃ 023₃ 027₃016₃ 018₃ 023₃ 027₃**822 (237)**

5

Peretta
Pear

Diam./Size ø 1/10 mm

008 010 012

Lungh./Length in mm

2,0 2,0 3,0

Shank ISO REF ORDINE N°

 FG 806 314 237 524 ... 822...M FG 806 314 237 544 ... 822...SG FG 806 314 237 534 ... 822...G FG 806 314 237 514 ... 822...F010₁ 012₁012₂012₂008₂ 010₂ 012₂**825 (304)**

5

Lenticolare
Knife Edge

Diam./Size ø 1/10 mm

018 025 033


Lungh./Length in mm

0,9 0,9 1,5

Shank ISO REF ORDINE N°

 FG 806 314 304 524 ... 825...M FG 806 314 304 524 ... 825...G FG 806 314 304 524 ... 825...G018₁ 025₂ 033₂025₃**830 (233)**

5

Peretta
Pear

Diam./Size ø 1/10 mm

010 012 014 016 018 021


Lungh./Length in mm

2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 5,1

Shank ISO REF ORDINE N°

 FG 806 314 233 524 ... 830...M FG 806 314 233 544 ... 830...SG FG 806 314 233 534 ... 830...G FG 806 314 233 514 ... 830...F FG 806 314 233 504 ... 830...SF010₁ 012₁ 014₁ 016₁ 018₁ 021₁014₂ 016₂ 018₂ 021₂012₂ 014₂ 016₂ 018₂ 021₂010₂ 012₂ 014₂012₂**830L (239)**

5

Peretta lunga
Pear long

Diam./Size ø 1/10 mm

012 014 016 018 021 025

Lungh./Length in mm

4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 7,0

Shank ISO REF ORDINE N°

 FG 806 314 239 524 ... 830L...M FG 806 314 239 544 ... 830L...SG FG 806 314 239 534 ... 830L...G FG 806 314 239 514 ... 830L...F FG 806 314 239 504 ... 830L...SF012₃ 014₃ 016₃ 018₃ 021₃ 025₃014₃ 016₃ 018₃ 021₃ 025₃014₃ 016₃ 018₃ 021₃ 025₃012₃ 014₃ 016₃014₃

* 1-2-3: GRUPPO / GROUP

833 (466)

5

Per modellazione occlusale
For modeling occlusal

	Diam./Size	ø 1/10 mm
	Lungh./Length	in mm
	Shank	[IS] [EF] ORDINE N°
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 466 524 ... 833...M
	FG	806 314 466 514 ... 833...F
	FG	806 314 466 504 ... 833...SF

018	021	031
5,9	3,5	3,5
018 ₂	021 ₂	031 ₂
018 ₃	021 ₃	031 ₃
018 ₃	021 ₃	031 ₃

835 (107)

5

Cilindro
Cylinder

	Diam./Size	ø 1/10 mm
	Lungh./Length	in mm
	Shank	[IS] [EF] ORDINE N°
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 107 524 ... 835...M
	FG	806 314 107 544 ... 835...SG
	FG	806 314 107 534 ... 835...G
	FG	806 314 107 514 ... 835...F
	FG	806 314 107 504 ... 835...SF

010	012	014	016	018
4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
010 ₁	012 ₁	014 ₁	016 ₁	018 ₁
		014 ₂	016 ₂	
		012 ₂	014 ₂	016 ₂
		010 ₂	012 ₂	014 ₂
			012 ₂	

835KR (156)

5

Cilindro bordi arrotondati
Round Edge Cylinder

	Diam./Size	ø 1/10 mm
	Lungh./Length	in mm
	Shank	[IS] [EF] ORDINE N°
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 156 524 ... 835KR..M
	FG	806 314 156 544 ... 835KR..SG
	FG	806 314 156 534 ... 835KR..G
	FG	806 314 156 514 ... 835KR..F

010	012	014	016	018
3,0	4,0	4,0	4,0	4,0
010 ₁	012 ₁	014 ₁		
		014 ₂	016 ₂	
		012 ₂	014 ₂	016 ₂
		010 ₂	012 ₂	

836 (110)

5

Cilindro
Cylinder


	Diam./Size/	ø 1/10 mm
	Lungh./Length	in mm
	Shank	[IS] [EF] ORDINE N°
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 110 524 ... 836...M
	FG	806 314 110 544 ... 836...SG
	FG	806 314 110 534 ... 836...G
	FG	806 314 110 514 ... 836...F

010	012	014	016	018	023	025
6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
010 ₁	012 ₁	014 ₁	016 ₁	018 ₂	023 ₂	025 ₂
				014 ₂	016 ₂	
				012 ₂	014 ₂	016 ₂
				010 ₂	012 ₂	

* 1-2-3: GRUPPO / GROUP

834 (552)

5

Marcatore di profondità
Depth Marker

	Diam./Size	ø 1/10 mm
	Lungh./Length	in mm
	Shank	[IS] [EF] ORDINE N°
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 552 524 ... 834...M
	FG	806 314 552 514 ... 016...021

836KR (157)

5


Cilindro bordi arrotondati
Round Edge CylinderDiam./Size $\varnothing \frac{1}{10}$ mm

010 012 014 016 018

Lungh./Length in mm

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Shank IS EF ORDINE N°

 FG 806 314 157 524 ... 836KR...M FG 806 314 157 544 ... 836KR..SG FG 806 314 157 534 ... 836KR...G FG 806 314 157 514 ... 836KR...F010₁ 012₁ 014₁ 016₁ 018₂014₂ 016₂ 018₂012₂ 014₂ 016₂ 018₃010₂ 012₂**837 (111)**

5


Cilindro
CylinderDiam./Size $\varnothing \frac{1}{10}$ mm

010 012 014 016 018 025

Lungh./Length in mm

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Shank IS EF ORDINE N°

 FG 806 314 111 524 ... 837...M FG 806 314 111 544 ... 837...SG FG 806 314 111 534 ... 837...G FG 806 314 111 514 ... 837...F010₂ 012₂ 014₂ 016₂ 018₂ 025₂014₂ 016₂ 018₂012₃ 014₃ 016₃ 018₃012₃ 014₃**837KR (158)**

5


Cilindro bordi arrotondati
Round Edge CylinderDiam./Size $\varnothing \frac{1}{10}$ mm

010 012 014 016 018

Lungh./Length in mm

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Shank IS EF ORDINE N°

 FG 806 314 158 524 ... 837KR...M FG 806 314 158 544 ... 837KR..SG FG 806 314 158 534 ... 837KR...G FG 806 314 158 514 ... 837KR...F010₃ 012₃ 014₃ 016₃ 018₃014₃ 016₃ 018₃012₃ 014₃ 016₃ 018₃010₃ 012₃ 014₃ 016₃**837L (112)**

5

Cilindro lungo
Zylinder langDiam./Size $\varnothing \frac{1}{10}$ mm

010 012 014 016 018

Lungh./Length in mm

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Shank IS EF ORDINE N°

 FG 806 314 112 524 ... 837L...M FG 806 314 112 544 ... 837L..SG FG 806 314 112 534 ... 837L...G FG 806 314 112 514 ... 837L...F010₃ 012₃ 014₃ 016₃ 018₃014₃ 016₃012₃ 014₃ 016₃ 018₃012₃

* 1-2-3: GRUPPO / GROUP

838 (137)

5

Cilindro bordi arrotondati
Round Edge Cylinder

Diam./Size ø 1/10 mm

010 012 014

Lungh./Length in mm

4,0 4,0 4,0

Shank ISO REF ORDINE N°

<input type="checkbox"/>	FG	806 314 137 524 ...	838...M	010 ₁ 012 ₁ 014 ₁
<input checked="" type="checkbox"/>	FG	806 314 137 544 ...	838...SG	014 ₁
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 137 534 ...	838...G	012 ₂ 014 ₂
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 137 514 ...	838...F	010 ₂

**842 (113)**

5

Cilindro
Cylinder

Diam./Size ø 1/10 mm


012 014 018

Lungh./Length in mm

12,0 12,0 12,0

Shank ISO REF ORDINE N°

<input type="checkbox"/>	FG	806 314 113 524 ...	842...M	012 ₂ 014 ₂ 018 ₂
<input checked="" type="checkbox"/>	FG	806 314 113 544 ...	842...SG	014 ₃ 018 ₃
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 113 534 ...	842...G	014 ₃ 018 ₃

**845 (168)**

5

Cono troncato
Flat End Taper

Diam./Size ø 1/10 mm


010 012 014 016

Lungh./Length in mm

4,0 4,0 4,0 4,0

Shank ISO REF ORDINE N°

<input type="checkbox"/>	FG	806 314 168 524 ...	845...M	010 ₁ 012 ₁ 014 ₁ 016 ₁
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 168 534 ...	845...G	012 ₂ 014 ₂ 016 ₂

**846 (171)**

5

Cono troncato
Flat End Taper

Diam./Size ø 1/10 mm


012 016 025

Lungh./Length in mm

6,0 6,0 7,0

Shank ISO REF ORDINE N°

<input type="checkbox"/>	FG	806 314 171 524 ...	846...M	012 ₂ 016 ₂ 025 ₂
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 171 534 ...	846...G	016 ₂ 025 ₂
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 171 514 ...	846...F	016 ₂ 025 ₂

**846KR (545)**

5

Cono con bordo arrotondato
Round Edge Taper

Diam./Size ø 1/10 mm

016

Lungh./Length in mm

6,0

Shank ISO REF ORDINE N°

<input type="checkbox"/>	FG	806 314 545 524 ...	846KR...M	016 ₂
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 545 534 ...	846KR...G	016 ₂
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 545 514 ...	846KR...F	016 ₂

**847 (172)**

5

Cono troncato
Flat End Taper

Diam./Size ø 1/10 mm


010 012 014 016 018 023 033

Lungh./Length in mm

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0

Shank ISO REF ORDINE N°

<input type="checkbox"/>	FG	806 314 172 524 ...	847...M	010 ₂ 012 ₂ 014 ₂ 016 ₂ 018 ₂ 023 ₂ 033 ₂
<input checked="" type="checkbox"/>	FG	806 314 172 544 ...	847...SG	014 ₃ 016 ₃ 018 ₃ 023 ₃ 033 ₃
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 172 534 ...	847...G	012 ₃ 014 ₃ 016 ₃ 018 ₃ 023 ₃
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 172 514 ...	847...F	010 ₃ 012 ₃ 014 ₃ 016 ₃ 018 ₃ 023 ₃
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 172 504 ...	847...SF	010 ₃ 012 ₃



* 1-2-3: GRUPPO / GROUP

847KR (546)

5

Cono con bordo arrotondato
Round Edge TaperDiam./Size $\varnothing 1/10$ mm

016 023

Lungh./Length in mm


8,0 8,0

Shank IS EF ORDINE N°

 FG 806 314 546 524 ... 847KR...M FG 806 314 546 534 ... 847KR...G FG 806 314 546 514 ... 847KR...F016₂ 023₂016₃ 023₃016₃ 023₃

850L (200)

5

Cono lungo con bordo arrotondato
Long Round TaperDiam./Size $\varnothing 1/10$ mm

Lungh./Length in mm


Shank	IS	EF	ORDINE N°
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 200 524 ...	850L...M
<input checked="" type="checkbox"/>	FG	806 314 200 544 ...	850L...SG
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 200 534 ...	850L...G
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 200 514 ...	850L...F
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 200 504 ...	850L...SF

012 014 016 018

11,5 11,5 11,5 11,5

012₃ 014₃ 016₃ 018₃016₃ 018₃014₃ 016₃ 018₃012₃ 014₃012₃ 014₃**852 (164)**

5

Cono
X-mas treeDiam./Size $\varnothing 1/10$ mm

Lungh./Length in mm


Shank	IS	EF	ORDINE N°
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 164 524 ...	852...M
<input checked="" type="checkbox"/>	FG	806 314 164 544 ...	852...SG
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 164 534 ...	852...G
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 164 514 ...	852...F
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 164 504 ...	852...SF

010 012 023 033

4,0 6,0 6,0 7,0

010₁ 012₁ 023₂023₂ 033₂012₂ 023₂ 033₂010₂ 012₂010₂ 012₂**856 (198)**

5

Cono a punta arrotondata
Round End TaperDiam./Size $\varnothing 1/10$ mm

Lungh./Length in mm


Shank	IS	EF	ORDINE N°
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 198 524 ...	856...M
<input checked="" type="checkbox"/>	FG	806 314 198 544 ...	856...SG
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 198 534 ...	856...G
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 198 514 ...	856...F
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 198 504 ...	856...SF

010 012 014 016 018 021 025

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

010₂ 012₂ 014₂ 016₂ 018₂ 021₂ 025₂014₃ 016₃ 018₃ 021₃ 025₃012₃ 014₃ 016₃ 018₃ 021₃ 025₃010₃ 012₃ 014₃ 016₃ 018₃ 021₃ 025₃010₃ 012₃ 014₃ 016₃**856L (199)**

5

Cono lungo a punta arrotondato
Long Round End TaperDiam./Size $\varnothing 1/10$ mm

Lungh./Length in mm

Shank	IS	EF	ORDINE N°
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 199 524 ...	856L...M
<input checked="" type="checkbox"/>	FG	806 314 199 544 ...	856L...SG
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 199 534 ...	856L...G
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 199 514 ...	856L...F

014 016 018 021

9,0 9,0 9,0 9,0

014₂ 016₂ 018₂ 021₂016₃ 018₃ 021₃014₃ 016₃ 018₃ 021₃014₃ 016₃ 018₃ 021₃

* 1-2-3: GRUPPO / GROUP

851 (219)

5

Cono con punta non lavorante
Round Safe End TaperDiam./Size $\varnothing 1/10$ mm

Lungh./Length in mm


Shank	IS	EF	ORDINE N°
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 219 524 ...	851...M
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 219 534 ...	851...G
<input checked="" type="checkbox"/>	FG	806 314 219 514 ...	851...F

012 014 016

8,0 8,0 8,0

012₃ 014₃ 016₃012₃ 014₃ 016₃012₃ 014₃**855 (197)**

5

Cono a punta arrotondata
Round End TaperDiam./Size $\varnothing 1/10$ mm

Lungh./Length in mm

Shank	IS	EF	ORDINE N°
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 197 524 ...	855...M
<input checked="" type="checkbox"/>	FG	806 314 197 544 ...	855...SG
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 197 534 ...	855...G
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 197 514 ...	855...F

012 014 018

6,0 6,0 6,0

012₁ 014₁ 018₁014₂ 016₂012₂ 014₂ 018₂014₂

857 (220)

 5 Cono lungo a punta arrotondata non lavorante
Round Safe End Taper



Diam./Size ø 1/10 mm

Lungh./Length in mm

Shank ISO REF ORDINE N°

<input type="checkbox"/>	FG	806 314 220 524 ...	857...M
--------------------------	----	---------------------	---------

<input checked="" type="checkbox"/>	FG	806 314 220 544 ...	857...SG
-------------------------------------	----	---------------------	----------

<input style="background-color: green; border: none;" type="checkbox"/>	FG	806 314 220 534 ...	857...G
---	----	---------------------	---------

<input style="background-color: red; border: none;" type="checkbox"/>	FG	806 314 220 514 ...	857...F
---	----	---------------------	---------

012 014 016

10,0 10,0 10,0

012₃ 014₃ 016₃014₃ 016₃012₃ 014₃ 016₃012₃ 014₃014₃ 0

DIAMOND BURS

862 (249)

5

Fiamma
Flame

Diam./Size

ø 1/10 mm


Lungh./Length

in mm

Shank

ISO

REF ORDINE N°

 FG 806 314 249 524 ... 862...M FG 806 314 249 544 ... 862...SG FG 806 314 249 534 ... 862...G FG 806 314 249 514 ... 862...F FG 806 314 249 504 ... 862...SF

010 012 014 016 018 021

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

010₂ 012₂ 014₂ 016₂ 018₂ 021₂014₃ 016₃ 018₃012₃ 014₃ 016₃ 018₃010₃ 012₃ 014₃ 016₃010₃ 012₃ 014₃ 016₃

863 (250)

5

Fiamma
Flame

Diam./Size

ø 1/10 mm


Lungh./Length

in mm

Shank

ISO

REF ORDINE N°

 FG 806 314 250 524 ... 863...M FG 806 314 250 544 ... 863...SG FG 806 314 250 534 ... 863...G FG 806 314 250 514 ... 863...F FG 806 314 250 504 ... 863...SF

010 012 014 016 018 021

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

010₂ 012₂ 014₂ 016₂ 018₂ 021₂014₂ 016₃ 018₃ 021₃012₃ 014₃ 016₃ 018₃ 021₃010₃ 012₃ 014₃ 016₃ 018₃010₃ 012₃ 014₃ 016₃

864 (251)

5

Fiamma
Flame

Diam./Size

ø 1/10 mm


Lungh./Length

in mm

Shank

ISO

REF ORDINE N°

 FG 806 314 251 524 ... 864...M FG 806 314 251 544 ... 864...SG FG 806 314 251 534 ... 864...G FG 806 314 251 514 ... 864...F FG 806 314 251 504 ... 864...SF

012 014 016 018

12,0 12,0 12,0 12,0

012₃ 014₃ 016₃ 018₃014₃ 016₃ 018₃012₃ 014₃ 016₃ 018₃012₃ 014₃ 016₃014₃ 016₃

876K (296)

5

Curettage
Torpedo tapered

Diam./Size

ø 1/10 mm

Lungh./Length

in mm

Shank

ISO

REF ORDINE N°

 FG 806 314 296 524 ... 876K...M

012

5,0

012₁


* 1-2-3: GRUPPO / GROUP

877 (288)

5

Cilindro a punta
Modified Beveled Cylinder

Diam./Size/	ø 1/10 mm		
Lungh./Length	in mm		
Shank	ISO		
<input type="checkbox"/> FG	806 314 288 524 ...	REF	ORDINE N°
<input checked="" type="checkbox"/> FG	806 314 288 534 ...	877...G	
<input checked="" type="checkbox"/> FG	806 314 288 514 ...	877...F	



010 012 018


6,0 6,0 6,0

010₁ 012₁ 018₂012₂ 018₂010₂ 012₂**877K (297)**

5

Curettage
Torpedo tapered

Diam./Size	ø 1/10 mm		
Lungh./Length	in mm		
Shank	ISO		
<input type="checkbox"/> FG	806 314 297 524 ...	REF	ORDINE N°
<input checked="" type="checkbox"/> FG	806 314 297 544 ...	877K...M	
<input checked="" type="checkbox"/> FG	806 314 297 534 ...	877K...SG	
<input checked="" type="checkbox"/> FG	806 314 297 534 ...	877K...G	




012 014 016 018

6,0 6,0 6,0 6,0

012₁ 014₁ 016₁ 018₁016₂ 018₂014₂ 016₂ 018₂**878 (289)**

5

Cilindro a punta
Modified Beveled Cylinder


Diam./Size	ø 1/10 mm		
Lungh./Length	in mm		
Shank	ISO		
<input type="checkbox"/> FG	806 314 289 524 ...	REF	ORDINE N°
<input checked="" type="checkbox"/> FG	806 314 289 544 ...	878...M	
<input checked="" type="checkbox"/> FG	806 314 289 534 ...	878...G	
<input checked="" type="checkbox"/> FG	806 314 289 514 ...	878...F	
<input checked="" type="checkbox"/> FG	806 314 289 504 ...	878...SF	

008 010 012 014 016 018

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

010₂ 012₂ 014₂ 016₂ 018₂014₃ 016₃ 018₂014₃ 016₃ 018₃008₃ 010₃ 012₃ 014₃ 016₃008₃ 010₃ 012₃ 014₃**878K (298)**

5

Curettage
Torpedo tapered


Diam./Size	ø 1/10 mm		
Lungh./Length	in mm		
Shank	ISO		
<input type="checkbox"/> FG	806 314 298 524 ...	REF	ORDINE N°
<input checked="" type="checkbox"/> FG	806 314 298 544 ...	878K..M	
<input checked="" type="checkbox"/> FG	806 314 298 534 ...	878K..G	
<input checked="" type="checkbox"/> FG	806 314 298 514 ...	878K..F	
<input checked="" type="checkbox"/> FG	806 314 298 504 ...	878K..SF	

012 014 016 018 021 023

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

012₂ 014₂ 016₂ 018₂ 021₂ 023₂016₃ 018₃ 021₃ 023₃014₃ 016₃ 018₃ 021₃ 023₃012₃ 014₃ 016₃ 018₃ 021₃012₃**879 (290)**

5

Cilindro a punta
Cylindrical Torpedo

Diam./Size	ø 1/10 mm		
Lungh./Length	in mm		
Shank	ISO		
<input type="checkbox"/> FG	806 314 290 524 ...	REF	ORDINE N°
<input checked="" type="checkbox"/> FG	806 314 290 544 ...	879...M	
<input checked="" type="checkbox"/> FG	806 314 290 534 ...	879...G	
<input checked="" type="checkbox"/> FG	806 314 290 514 ...	879...F	
<input checked="" type="checkbox"/> FG	806 314 290 504 ...	879...SF	

010 012 014 016 018

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

012₂ 014₂ 016₂ 018₂014₃ 016₃ 018₃010₃ 012₃ 014₃ 016₃ 018₃012₃ 014₃ 016₃**879L (291)**

5

Cilindro a punta lungo
Torpedo long

Diam./Size	ø 1/10 mm		
Lungh./Length	in mm		
Shank	ISO		
<input type="checkbox"/> FG	806 314 291 524 ...	REF	ORDINE N°
<input checked="" type="checkbox"/> FG	806 314 291 544 ...	879L...M	
<input checked="" type="checkbox"/> FG	806 314 291 534 ...	879L...G	
<input checked="" type="checkbox"/> FG	806 314 291 514 ...	879L...F	



012 014

12,0 12,0

* 1-2-3: GRUPPO / GROUP

879K (299)

5

Curettage
Torpedo tapered

Diam./Size ø 1/10 mm

Lungh./Length in mm

	Shank	ISO	REF	ORDINE N°
	FG	806 314 299 524 ...	879K...M	
	FG	806 314 299 544 ...	879K...SG	
	FG	806 314 299 534 ...	879K...G	
	FG	806 314 299 514 ...	879K...F	
	FG	806 314 299 504 ...	879K...SF	

012 014 016 018 021 023

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

012₂ 014₂ 016₂ 018₂ 021₂ 023₂016₃ 018₃ 021₃014₃ 016₃ 018₃ 021₃ 023₃012₃ 014₃ 016₃ 018₃014₃012₃ 014₃ 016₃ 018₃**880 (140)**

5

Cilindro a punta arrotondata
Round End Cylinder

ø 1/10 mm

Lungh./Length in mm

	Shank	ISO	REF	ORDINE N°
	FG	806 314 140 524 ...	880...M	
	FG	806 314 140 544 ...	880...SG	
	FG	806 314 140 534 ...	880...G	
	FG	806 314 140 514 ...	880...F	
	FG	806 314 140 504 ...	880...SF	

010 012 014 016 018

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

010₁ 012₁ 014₁ 016₁ 018₂014₂ 018₂012₂ 014₂ 016₁ 018₂012₂ 014₂012₂ 014₂**881 (141)**

5

Cilindro a punta arrotondata
Round End Cylinder

ø 1/10 mm

Lungh./Length in mm

	Shank	ISO	REF	ORDINE N°
	FG	806 314 141 524 ...	881...M	
	FG	806 314 141 544 ...	881...SG	
	FG	806 314 141 534 ...	881...G	
	FG	806 314 141 514 ...	881...F	
	FG	806 314 141 504 ...	881...SF	

010 012 014 016 018

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

012₂ 014₂ 016₂ 018₂014₃ 016₃ 018₃012₃ 014₃ 016₃ 018₃010₃ 012₃ 014₃ 016₃ 018₃012₃ 014₃**881KS (146)**

5

Cilindro KS
KS Cylinder

ø 1/10 mm

Lungh./Length in mm

	Shank	ISO	REF	ORDINE N°
	FG	806 314 146 534 ...	881KS... G	

014 016 018

8,0 8,0 8,0

014₂ 016₂ 018₂

* 1-2-3: GRUPPO / GROUP

882 (142)


5

Cilindro a punta arrotondata
Round End Cylinder

Diam./Size ø 1/10 mm

Lungh./Length in mm

Shank ISO REF ORDINE N°

 FG 806 314 142 524 ... 882...M FG 806 314 142 544 ... 882...SG FG 806 314 142 534 ... 882...G FG 806 314 142 514 ... 882...F FG 806 314 142 504 ... 882...SF

012 014

10,0 10,0

883 (539)

5

Fiamma
Flame

Diam./Size ø 1/10 mm

Lungh./Length in mm

Shank ISO REF ORDINE N°

 FG 806 314 539 524 ... 883...M FG 806 314 539 514 ... 883...F

010

3,0

**884 (129)**


5

Cilindro a punta
Beveled Cylinder

Diam./Size ø 1/10 mm

Lungh./Length in mm

Shank ISO REF ORDINE N°

 FG 806 314 129 524 ... 884...M FG 806 314 291 534 ... 884...G FG 806 314 291 514 ... 884...F

010 012

6,0 6,0

885 (130)


5

Cilindro a punta
Beveled Cylinder

Diam./Size	ø 1/10 mm	010	012	014	016	018
Lungh./Length	in mm	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Shank	ISO	REF	ORDINE N°			
<input type="checkbox"/> FG	806 314 130 524 ...	885...M	010 ₂	012 ₂	014 ₂	016 ₂ 018 ₃
<input checked="" type="checkbox"/> FG	806 314 130 544 ...	885...SG	014 ₃	016 ₂	018 ₃	
<input type="checkbox"/> FG	806 314 130 534 ...	885...G	012 ₃	014 ₃	016 ₂	
<input type="checkbox"/> FG	806 314 130 514 ...	885...F	010 ₃	012 ₃	014 ₃	012 ₃

886 (131)

5

Cilindro a punta
Beveled Cylinder

Diam./Size ø 1/10 mm

Lungh./Length in mm

Shank ISO REF ORDINE N°

 FG 806 314 131 524 ... 886...M FG 806 314 131 544 ... 886...SG FG 806 314 131 534 ... 886...G FG 806 314 131 514 ... 886...F FG 806 314 131 504 ... 886...SF010 012 014 016 018
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
012₂ 014₂ 016₂ 018₂
014₃ 016₃
012₃ 014₃ 016₃ 018₃
010₃ 012₃ 014₃ 016₃ 018₃
012₃**888 (496)**

5

Fiamma
Flame

Diam./Size ø 1/10 mm

Lungh./Length in mm

Shank ISO REF ORDINE N°

 FG 806 314 496 524 ... 888...M FG 806 314 496 534 ... 888...G FG 806 314 496 514 ... 888...F FG 806 314 496 504 ... 888...SF012
8,0
012₂
012₃
012₃
012₃**889 (540)**

5

Fiamma
Flame

* 1-2-3: GRUPPO / GROUP



Diam./Size ø 1/10 mm


Lungh./Length in mm

Shank ISO REF ORDINE N°

 FG 806 314 540 524 ... 889...M FG 806 314 540 534 ... 889...G FG 806 314 540 514 ... 889...F FG 806 314 540 504 ... 889...SF010 012
4,0 4,0
010₁ 012₁
012₂
010₂ 012₂
010₂ 012₂

898 (213)

5

Fiamma
FlameDiam./Size $\varnothing 1/10$ mm

Lungh./Length in mm



Shank	ISO	REF	ORDINE N°
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 213 524 ...	898...M
<input checked="" type="checkbox"/>	FG	806 314 213 534 ...	898...G
<input checked="" type="checkbox"/>	FG	806 314 213 514 ...	898...F

016

10,5

899 (033)

5

Football
Pointed BudDiam./Size $\varnothing 1/10$ mm

Lungh./Length in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 033 524 ...	899...M
<input checked="" type="checkbox"/>	FG	806 314 033 544 ...	899...SG
<input checked="" type="checkbox"/>	FG	806 314 033 534 ...	899...G
<input checked="" type="checkbox"/>	FG	806 314 033 514 ...	899...F
<input checked="" type="checkbox"/>	FG	806 314 033 504 ...	899...SF


021 027 031

6,5 7,0 7,0

<input checked="" type="checkbox"/>	FG	806 314 033 504 ...	021 ₃ 027 ₃ 031 ₃
<input checked="" type="checkbox"/>	FG	806 314 033 504 ...	021 ₃ 027 ₃ 031 ₃
<input checked="" type="checkbox"/>	FG	806 314 033 504 ...	021 ₃ 027 ₃ 031 ₃
<input checked="" type="checkbox"/>	FG	806 314 033 504 ...	021 ₃ 027 ₃ 031 ₃
<input checked="" type="checkbox"/>	FG	806 314 033 504 ...	027 ₃

368 (257)

5

Football
Pointed BudDiam./Size $\varnothing 1/10$ mm

Lungh./Length in mm


Shank	ISO	REF	ORDINE N°
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 257 524 ...	368...M
<input checked="" type="checkbox"/>	FG	806 314 257 544 ...	368...SG
<input checked="" type="checkbox"/>	FG	806 314 257 534 ...	368...G
<input checked="" type="checkbox"/>	FG	806 314 257 514 ...	368...F
<input checked="" type="checkbox"/>	FG	806 314 257 504 ...	368...SF

012 016 018 023

3,5 3,5 4,5 5,0

369 (263)

5

Football
BudDiam./Size $\varnothing 1/10$ mm

Lungh./Length in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 263 524 ...	369...M
<input checked="" type="checkbox"/>	FG	806 314 263 534 ...	369...G
<input checked="" type="checkbox"/>	FG	806 314 263 514 ...	369...F
<input checked="" type="checkbox"/>	FG	806 314 263 504 ...	369...SF

025

5,5

370 (507)

5

Per modellare le superfici
For contouring the surface


023

6,0

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 507 534 ...	370...M
<input checked="" type="checkbox"/>	FG	806 314 507 534 ...	370...G
<input checked="" type="checkbox"/>	FG	806 314 507 534 ...	370...F

379 (277)

5

Ovale
Egg Shape - FootballDiam./Size $\varnothing 1/10$ mm


Lungh./Length in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
<input type="checkbox"/>	FG	806 314 277 524 ...	379...M
<input checked="" type="checkbox"/>	FG	806 314 277 544 ...	379...SG
<input checked="" type="checkbox"/>	FG	806 314 277 534 ...	379...G
<input checked="" type="checkbox"/>	FG	806 314 277 514 ...	379...F
<input checked="" type="checkbox"/>	FG	806 314 277 504 ...	379...SF

012 014 016 018 023 029

3,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,5

* 1-2-3: GRUPPO / GROUP



012 ₁	014 ₁	016 ₁	018 ₁	023 ₂	029 ₂
016 ₂	018 ₂	023 ₂	029 ₂		
014 ₂	016 ₂	018 ₂	023 ₂	029 ₂	
012 ₂	014 ₂	016 ₂	018 ₂	023 ₂	029 ₂
012 ₂	014 ₂	016 ₂	018 ₂	023 ₂	029 ₂

390 (274)


5

Granata
Grenade

Diam./Size	$\varnothing 1/10$ mm	016
Lungh./Length	in mm	3,5
Shank	ISO	REF ORDINE N°
<input type="checkbox"/> FG	806 314 274 524 ...	390...M
<input checked="" type="checkbox"/> FG	806 314 274 514 ...	390...F
<input type="checkbox"/> FG	806 314 274 504 ...	390...SF

909 (068)

5

Ruota
Round Wheel

Diam./Size	$\varnothing 1/10$ mm	018
Lungh./Length	in mm	0,5
Shank	ISO	REF ORDINE N°
<input type="checkbox"/> FG	806 314 068 524 ...	909...M
<input checked="" type="checkbox"/> FG	806 314 068 544 ...	909...SG
<input type="checkbox"/> FG	806 314 068 534 ...	909...G

654 (516)

5


Reducer



Diam./Size	$\varnothing 1/10$ mm	018
Lungh./Length	in mm	6,0
Shank	ISO	REF ORDINE N°
<input type="checkbox"/> FG	806 314 516 524 ...	654...M
<input checked="" type="checkbox"/> FG	806 314 516 544 ...	654...SG
<input type="checkbox"/> FG	806 314 516 534 ...	654...G

882 (142) TURBO


5

Cilindro arrotondato
Round end cylinder

Diam./Size	$\varnothing 1/10$ mm	012
Lungh./Length	in mm	10,0
Shank	ISO	REF ORDINE N°
<input type="checkbox"/> FG	806 314 142 524 ...	882...M-T
<input type="checkbox"/> FG	806 314 142 534 ...	882...G-T

BAMBINO

5

Bambino
Baby

Diam./Size/Taille/Größe	$\varnothing 1/10$ mm	008
Lungh./Length/Longueur/Länge	in mm	2,7
ORDER NO.TEKA - BAMBINO (M).... . . .		

BA801₂ BA830₂ BA801₂ BA858₂ BA847₂ BA835₂ BA855₂ BA855₂ BA801₂ BA830₂ BA860₂**392 (465)**

5

Interprossimale
Interproximal

Diam./Size	$\varnothing 1/10$ mm	016
Lungh./Length	in mm	5,0
Shank	ISO	REF ORDINE N°
<input type="checkbox"/> FG	806 314 465 524 ...	392...M
<input checked="" type="checkbox"/> FG	806 314 465 514 ...	392...F
<input type="checkbox"/> FG	806 314 465 504 ...	392...SF

653 (510)

5

Reducer



Diam./Size	$\varnothing 1/10$ mm	018
Lungh./Length	in mm	10,0
Shank	ISO	REF ORDINE N°
<input type="checkbox"/> FG	806 314 510 524 ...	653...M
<input checked="" type="checkbox"/> FG	806 314 510 544 ...	653...SG
<input type="checkbox"/> FG	806 314 510 534 ...	653...G

655 (516)

5

Reducer



Diam./Size	$\varnothing 1/10$ mm	018
Lungh./Length	in mm	8,0
Shank	ISO	REF ORDINE N°
<input type="checkbox"/> FG	806 314 516 524 ...	655...M
<input type="checkbox"/> FG	806 314 516 534 ...	655...G

886 (131) TURBO

5


Cilindro a punta
Beveled cylinder

Diam./Size	$\varnothing 1/10$ mm	012
Lungh./Length	in mm	10,0
Shank	ISO	REF ORDINE N°
<input type="checkbox"/> FG	806 314 131 524 ...	886...M-T
<input checked="" type="checkbox"/> FG	806 314 131 544 ...	886...SG-T
<input type="checkbox"/> FG	806 314 131 534 ...	886...G-T

* 1-2-3: GRUPPO / GROUP

CARBURO DI TUGSTENO • *Tugsten carbides*











ESEMPIO ORDINE



PITOGRAMMA / PICTOGRAPHS

	Preparazione cavità Cavity preparation
	Preparazione coronarie Crown preparation
	Lavorazione su otturazione Working on fillings
	Taglio Corona Crown cutting
	Rimuovi Otturazione Removal of old fillings
	Radice piallatura Root planing
	Profilassi Prophylaxis
	Maxillo-facciale Jaw surgery
	Preparazione canale Root canal preparation

TIPO DI ATTACCO / DATA OF SHANKS

TIPOLOGIA / TYPES	Ø		ISO
FG 	1,6 mm		314
FGL 	1,6 mm		315
FGXL 	1,6 mm		316
RA / CA / W 	2,35 mm		204
HP / HP / H 	2,35 mm		104

C1

Pallina
Spherical (Round)



Diam./Size

 $\varnothing \frac{1}{10}$ mm

Lungh./Length

in mm

010 012 014 016 018 021



FG

500 314 001 001 ...



RA

500 204 001 001 ...

010₄ 012₄ 014₄ 016₄ 018₄ 021₄010₄ 012₄ 014₄ 016₄ 018₄ 021₄**C2**

Cono invertito
Inverted Cone



Diam./Size

 $\varnothing \frac{1}{10}$ mm

Lungh./Length

in mm

008 010 012 014

0,6 0,8 1,0 1,1



FG

500 314 010 001 ...



RA

500 204 010 001 ...

008₄ 010₄ 012₄ 014₄008₄ 010₄ 012₄**C21 PLAIN CUT**

Cilindro
Cylinder



Diam./Size

 $\varnothing \frac{1}{10}$ mm

Lungh./Length

in mm


008 010 012

3,2 3,8 3,8



FG

500 314 107 006 ...

008₄ 010₄ 012₄**C23 PLAIN CUT**

Cono troncato
Tapered Fissure



Diam./Size

 $\varnothing \frac{1}{10}$ mm

Lungh./Length

in mm


009 010 010

3,4 3,8 4,9



FG

500 314 168 006 ...

009₄ 010₄ 010₄**C20R**

Cilindro arrotondato
Round End Cylinder



Diam./Size

 $\varnothing \frac{1}{10}$ mm

Lungh./Length

in mm

Shank ISO REF ORDINE N°

FG


500 314 138 006 ...

008 010 010 012


2,0 1,8 3,7 2,0

008₄ 010₄ 010₄ 012₄

* 4-5-6-7-8-9: GRUPPO / GROUP

C31R AMALGAMAN PRE


009
2,7
009₄

CF377 CROSS CUT**C33** CROSS CUT

010 012 016
3,8 3,8 4,3
012₄ 014₄ 016₄

C5 PLAIN CUT**C6** CROSS CUT

010 012
3,8 3,8
010₄ 012₄

ENDO Z**KWINKCUT METAL/CROWN CUTTERS (10)**

010 012 010
3,9 4,0 3,7
010 012 010

**TRIMMING & FINISHING (10)**

018 014 018 012 015 016 010 012 009 010 012 010
1,6 3,3 3,4 8,0 8,2 8,6 3,4 3,4 3,6 3,6 3,6 7,0
TF1 TF2 TF3 TF4 TF5 TF6 TF7 TF8 TF9 TF10 TF11 TF12

* 4-5-6-7-8-9: GRUPPO / GROUP

C151

Fresa per osso
Bone Cutter

**ENDO I**

max. 160,000 min⁻¹

Diam./Size ø 1/10 mm
Lungh./Length in mm

016

11,0

HP 500 104 199 295 ... 016₅
RAL 500 205 199 295 ... 016₅
FGXL 500 316 199 295 ... 016₅

**C161A**

Fresa per osso
Bone Cutter



max. 160,000 min⁻¹

Diam./Size ø 1/10 mm
Lungh./Length in mm

010

9,5

FGL 504 316 190 006 ... 010₆

**C162A**

Fresa per osso
Conical, extra long

**LINDEMANN**

Diam./Size ø 1/10 mm
Lungh./Length in mm

016

9,2

HP 500 104 408 298 ... 016₆
RAL 500 205 408 298 ... 016₆
FGXL 500 316 408 298 ... 016₆

**C254**

Fresa lunga conica
Long drill conical



max. 160,000 min⁻¹

Diam./Size ø 1/10 mm
Lungh./Length in mm

016

06

HP 500 104 254 297 ... 016₉
FGXL 500 316 254 297 ... 012₉



* 4-5-6-7-8-9: GRUPPO / GROUP

C161

Fresa per osso
Bone Cutter

**LINDEMANN**

max. 160,000 min⁻¹

Diam./Size

ø 1/10 mm

016

Lungh./Length

in mm

9,2

HP 500 104 408 295 ... 016₆
RAL 500 205 408 295 ... 016₆
FGXL 500 316 408 295 ... 016₆

**C162**

Fresa per osso
Bone Cutter

**LINDEMANN**

max. 160,000 min⁻¹

Diam./Size

ø 1/10 mm

016

Lungh./Length

in mm

9,2

HP 500 104 408 297 ... 016₇
RAL 500 205 408 297 ... 016₇
FGXL 500 316 408 297 ... 016₇

**C166**

Fresa per impianti a lama
Cutter for blade implants

**LINDEMANN**

max. 160,000 min⁻¹

Diam./Size

ø 1/10 mm

021

Lungh./Length



in mm

9,2


Shank

ORDINE N°

HP 500 104 409 297 ... 021₈
RAL 500 205 409 297 ... 021₈




KIT DI PREPARAZIONE



	858 534 012
	858 514 012
	850 534 016
	850 514 016
	856 534 018
	856 514 018
	879 534 014
	878 514 014
	864 534 018
	864 514 016
	379 534 018
	801 534 021
	846 534 016
	846 514 016
	886 534 018
	886 514 018
	879 534 018
	879 514 018

KIT 002 PER LUCIDATURA DI COMPOSITI

	858 514 014
	858 504 014
	862 514 010
	862 504 010
	864 514 016
	864 504 016
	368 514 016
	368 514 016
	368 514 023
	368 504 023
	801 514 014
	801 504 014
	379 514 023
	379 504 023
	889 514 010
	889 504 010



KIT DI PREPARAZIONE

	858 534 012
	858 514 012
	850 534 016
	850 514 016
	856 534 018
	856 514 018
	879 534 014
	878 514 014
	886 534 018
	886 514 018
	379 534 018
	379 514 018

DISCHI DIAMANTATI • *Diamond discs*ISO 355/356/357 25 μ SUPERFLEX

	L mm	REF 0,17 SF 355 ₁₇	●
	L mm	REF 0,12 SF 356 ₁₇	●
	L mm	REF 0,12 SF 357 ₁₈	●




ISO Ø 1/10 mm

190 220

ISO Ø 1/10 mm

ISO 336/335 45 μ SEMIFLEX

	L mm	REF 0,35 F 336 ₁₇	●
	L mm	REF 0,45 F 335 ₁₈	●



ISO Ø 1/10 mm

190 220

DOUBLE SIDER, SERRATED & SLOTTED

ISO 390 45 μ FLEX

	L mm	REF 0,30 F 390 ₁₈	●
	L mm	REF 0,25 SF 390 ₁₇	●

PORTADISCHI RINFORZATO
A VITE

500 104 408 295 ...

DOUBLE SIDER - DIAGONALLY SERRATED

220

ISO 377 45 μ FLEX

	L mm	REF 0,30 F 377 ₁₈	●
	L mm	REF 0,25 SF 377 ₁₈	●



ISO Ø 1/10 mm

220



DOUBLE SIDER, SERRATED & SLOTTED

ISO 379 45 μ FLEX

	L mm	REF 0,30 F 379 ₁₈	●
	L mm	REF 0,25 SF 379 ₁₈	●



ISO Ø 1/10 mm

220

* 17-18: GRUPPO / GROUP

DM DENTAL MARKET

Dental Market srl

Sede Legale: Via Sarzanese, 1252 - Tel. +39 0584 976252 - Fax +39 0584 976253

55054 Bozzano (LU) Massarosa (Italy)

Sede Operativa: Via S. Pieretto, 24/26 - Tel. +39 0583 1900385 - Fax +39 0583 1900386
55060 Guamo (LU) - (Italy)

www.dentalmarket.biz - info@dentalmarket.biz



MADE IN ITALY

